




义获嘉伟瓦登特产品目录

CLINICAL | 临床

比色系统

A-D20比色板	5
IPS Natural Die Material Shade Guide	
IPS基牙比色板	

树脂

大块树脂	8
Tetric N-Ceram Bulk Fill 3次方大块充填树脂	
复合树脂	
Tetric N-Flow 纳米瓷化流体树脂	
Tetric N-Ceram 纳米瓷化树脂	
Te-Econom Plus 复合树脂	
Te-Econom Flow 流体树脂	
IPS Empress Direct 大师树脂	
IPS Empress Direct Flow 大师流体树脂	
特殊树脂	
IPS Empress Direct Color 染色树脂	
IPS Empress Direct Opaque 遮色树脂	
Ceramic Repair N 瓷修补套装	

粘接剂及酸蚀剂

N-Etch 酸蚀凝胶	20
Tetric N-Bond 第五代全酸蚀树脂粘接剂	
Tetric N-Bond Self-Etch 第七代自酸蚀树脂粘接剂	
Tetric N-Bond Universal 通用型纳米树脂粘接剂	
Eco-Etch 酸蚀剂	
Te-Econom Bond 第五代全酸蚀树脂粘接剂	
Email Preparator blue 窝沟封闭酸蚀液	
Syntac 第四代全酸蚀树脂粘接剂	
Heliobond 牙釉质粘接剂	

IPS Empress CAD

IPS Empress CAD	26
新型切削瓷块-基础套装	
IPS Empress CAD HT 新型切削瓷块	
– 高透	
IPS Empress CAD LT 新型切削瓷块	
– 低透	
IPS Empress CAD Multi 新型切削瓷块	
– 渐变色	
IPS Empress 通用型修色 / 染色剂套装	
IPS Empress 通用型修色剂	
IPS Empress 通用型染色剂	
IPS Empress 通用型釉膏和釉液	
IPS Empress 通用型釉液喷雾	
Add-On技术770 ° C / 1418 ° F新型烧结瓷粉	
IPS Empress 美学饰面瓷粉专用液	
IPS Empress CAD HT/LT A-D / 漂白色比色板	
IPS Empress 展示盒	

IPS e.max CAD

IPS e.max CAD	34
IPS e.max CAD 椅旁、技工室套装	
全解剖形态解决方案	
IPS e.max CAD 椅旁、技工室套装	
种植基台解决方案	
IPS e.max CAD 修色剂	
IPS e.max CAD 染色剂	
IPS e.max CAD 釉膏	
IPS e.max CAD 上釉喷雾	
IPS e.max CAD 釉液	
IPS e.max CAD Add-On修补瓷粉	
IPS e.max CAD 修补瓷专用液	
IPS e.max CAD 烧结盘/烧结钉	
IPS e.max CAD 快速烧结盘	
IPS e.max Press / IPS e.max CAD 比色板	
全瓷修复体备牙参照模型	

CAD/CAM配套产品

IPS 玻璃陶瓷酸蚀凝胶 (氢氟酸)	45
IPS Object Fix Flow / Putty 烧结膏	
IPS Natural Die Material IPS 自然代型材料	

临时修复材料

Systemp.Inlay 临时嵌体材料	47
Systemp.onlay 临时高嵌体材料	
Systemp desensitizer 脱敏剂	
Telio CAD 椅旁树脂块材料	

水门汀材料

Variolink N 多功能美学树脂水门汀系统	51
Variolink N Try-In 美学树脂水门汀试戴糊剂	
Variolink N LC纯光固化美学树脂水门汀	
Multilink N 通用型高强度树脂水门汀系统	
Multilink Speed 一步式自粘接树脂水门汀系统	
Monobond N 全能处理液	
Liquid Strip 阻氧剂	
Vivaglass CEM PL 玻璃离子水门汀	
Multilink Hybrid Abutment 种植基台专用树脂水门汀	
Ivoclean 修复体内表面清洁糊剂	

根管及冠核再建材料

ApexCal 氢氧化钙临时根管消毒糊剂 58
 Apexit Plus 氢氧化钙根管充填糊剂
 FRC Postec Plus 高强度纤维桩
 MultiCore 核再建双固化树脂

印模材料

Virtual 61
 Virtual 380机混加聚硅橡胶印模材系统
 Virtual 加聚咬合记录硅橡胶印模材系统
 Transil F 透明硅橡胶

设备类

Bluephase N 光固化灯 64
 Bluephase N M光固化灯
 Bluephase N MC 光固化灯
 Bluephase Style光固化灯
 Bluephase meter II 2代测光仪
 Programat CS2 椅旁烤瓷炉
 Programat CS3 椅旁烤瓷炉
 Vacuum Pump VP5 真空泵
 Vacuum Pump VP3 easy 真空泵
 Programat Firing Tray Kit 烤瓷炉烧结盘套装
 Metal Pins for Firing Tray 烧结盘金属固定钉
 Ceramic Sleeves for Metal Pins
 – 金属钉表面的陶瓷套
 自动温度检测装置 “ATK2”
 烧结钳
 正中颌托盘
 UTS 3D面弓
 Gnathometer M Typ 2 哥特式弓
 Stratos 100 平均值颌架
 Stratos 200 半可调颌架
 Stratos 300 全可调颌架

专业护理及预防产品

Plaque Test 菌斑指示剂 79
 Cervitec 系列
 Fluor Protector N 氟保护漆氟齿乐
 Fluor Protector 氟保护漆
 Fluor Protector Gel氟保护凝胶
 Heliaseal系列 窝沟封闭剂
 Proxylt 抛光膏

齿科美白

VivaStyle Paint On Plus 漂白涂漆 86

临床配套产品

OptraGate 立体开口器 87
 OptraDam Plus 三维立体橡皮障
 OptraSculpt 树脂塑型工具
 OptraSculpt Pad 泡沫树脂塑型工具
 OptraPol 树脂抛光系统
 OptraFine 瓷抛光系统
 OptraStick 粘接棒
 Astropol 树脂抛光系统
 Politip 二步法抛光杯
 Cavifil Injector 树脂子弹头输送枪
 树脂遮光板
 调拌纸
 Brush Holders 毛刷柄
 Brushes, hard 硬毛刷
 Brushes, soft 软毛刷
 Vivabrush 小毛刷
 VivaBrush G 氟保护漆毛刷
 Vivadent Applicator 带柄毛刷
 Cannulas 注射头

活动修复类产品

SR Phonares II 系列树脂牙 97
 SR Vivodent S PE系列树脂牙
 SR Vivodent PE系列树脂牙
 ProBase 自凝基托树脂材料
 SR Ivolen 暂基托材料
 Candulor技工套装
 Candulor临床套装

A-D 16色+漂白色比色板

可根据A-D16色及漂白色系统选择牙齿颜色。
A、B、C、D四个色区以及BL1-BL4漂白色可为牙医及牙科技师提供理想的比色系统。

- 特点：
- A-D16色
 - 4个漂白色
 - 适用于IV所有产品的比色
 - 可高温高压消毒



包装：

A-D16 色比色板		
完整（16+4色）	1x	628587

IPS Natural Die Material Shade Guide IPS基牙比色板

基牙比色板可用于预备后基牙的比色
比色板可拆分或整体高温高压消毒，避免口内交叉污染。

包装：

IPS Natural Die Material Shade Guide IPS基牙比色板	1x	597090
---	----	--------





直接修复

准备工作		粘接	充填
隔湿	通用型树脂粘接剂		流体树脂
OptraGate开口器 患者更舒适视野更清晰  优势： - 更简单的隔湿操作和有效的治疗效果 - 更大的操作视野和更简单的备洞方式 - 患者更舒适 - 不同颜色以提高儿童的顺从性 相关产品： • OptraDam® Plus 橡皮障	Tetric N-Bond Universal通用型树脂粘接剂 直接、间接修复体均适用的通用型粘接剂  优势： - 通用型操作-适合各类粘接操作和酸蚀技术 - 可预期的结果-对牙面干湿不敏感 - 通用型输送方式-瓶装和Vivapen包装 相关产品： • N-Etch酸蚀剂		Tetric N-Ceram Bulk Fill3次方大块充填树脂 最大4mm充填厚度  优势： - 大块树脂充填，得益于IV专利技术光引发剂 Ivocerin - 特殊的充填技术以降低收缩率 - 后牙区高效、快速的美学恢复效果 相关产品： • Tetric® N-Ceram • Tetric® N-Flow



固化

修整与完成

维护

充填工具

OptraSculpt Pad 泡沫树脂塑型工具

不粘器械，塑型更高效



优势：

- 泡沫垫设计不粘器械
- 高弹性泡沫垫确保光滑，均匀的修复体表面
- 仪器上的手柄参考尺度使修复体具有专业高美学效果

相关产品：

- OptraSculpt®

光固化灯

Bluephase N 光固化灯

全光谱LED灯
满足您所有需要



优势：

- 采用polywave LED技术，获得与卤素灯一致的光谱范围
- 全适应症
- 不间断操作

相关产品：

- Bluephase N® M
- Bluephase N® MC

抛光产品

OptraPol树脂抛光系统

一步法抛光杯



优势：

- 仅需一步式的抛光就能迅速获得高光洁度的表面效果
- 物体表面的高光洁度及光泽度得益于抛光杯内含金刚砂抛光颗粒
- 能反复使用以降低使用成本

相关产品：

- Astropol®

护理产品

Fluor Protector N 氟保护漆氟齿乐

为牙齿提供超强抗
龋蚀保护



特点：

- 与牙釉质结合紧密，不易脱落
- 使用方便
- 适度的流动性

相关产品：

- Proxyt®

Tetric® N-Ceram Bulk Fill

3次方大块充填树脂

3专利 3步骤 充裕3分钟操作



一次填充
4 mm



Tetric N Ceram 瓷化纳米树脂系列
Tetric N Collection

ivoclar
vivadent
passion vision innovation

Tetric® N-Ceram Bulk Fill

3次方大块充填树脂

Tetric N-Ceram Bulk Fill是一款带有X光阻射、用于后牙直接修复的4mm充填树脂。

适应症:

- 乳牙修复
- 后牙修复(I类洞和II类洞)
- V类洞的修复(颈部龋损, 牙根暴露, 楔状缺损)
- 磨牙及前磨牙的扩展性窝沟封闭
- 树脂核再建



特点:

- 4mm的充填层 (专利性光引发剂: Ivocerin)
- 低收缩率和收缩应力
- 仅需光照10秒即可固化 (光照强度 $\geq 1.000 \text{ mW/cm}^2$)
- 高美学性的4mm充填 (透明度与牙釉质相似, 约15%)
- 填料均匀, 容易和周围牙体融为一体

颜色:

牙釉质色: 通用色 IVA, IVB, IVW

包装:

支装

补充装

1 x 3.5 g 详见P12

1 支, 3.5 g (3 种颜色)

Tetric® N-Ceram

瓷化纳米树脂

Tetric N Ceram瓷化纳米树脂是一种光固化，纳米填料的充填用复合树脂。



适应症：

- 前后牙通用

特点：

- 优异的X线阻射性
- 良好的抛光性
- 纯纳米系统：纳米填料和纳米染色系统
- 变色龙效果
- 良好的塑型性和稳定性取决于纳米改性
- 不粘器械

颜色：

牙釉质色：A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, C2, C3, D3

牙本质色：A3.5和B2

漂白色：漂白色I, 漂白色L, 漂白色M

切端高透：T色

包装：

套装：

全酸蚀粘接剂树脂套装 631072AN

Tetric N-Ceram 1 x A2, 1 x A3, 1 x A3.5, 1 x B2 1 x 3.5 g

Tetric N-Bond 1 x 6 g

N-Etch 1 x 2 g

自酸蚀粘接剂树脂套装 630320AN

Tetric N-Ceram 1 x A2, 1 x A3, 1 x A3.5, 1 x B2 1 x 3.5 g

Tetric N-Bond Self-Etch 1 x 6 g

通用型粘接剂树脂套装 668499AN

Tetric N-Ceram 1 x A1, 1 x A2, 1 x A3, 1 x B2 1 x 3.5 g

Tetric N-Bond Universal 1 x 3 g

N-Etch 1 x 2 g

补充装 1 x 3.5 g 详见P12

1 支, 3.5 g (16 种颜色)

Tetric® N-Flow

纳米瓷化流体树脂

Tetric N Flow用于修复过程中的光固化纳米流体树脂。



适应症：

- 用于大龋损的垫底，充填小而深的洞型，V类洞，窝沟封闭和预防性充填

特点：

- Tetric N-Cream 最佳伴侣
- 杰出的操作性能，显示了良好的湿润性，很容易达到狭小的不易充填的区域，同时具有良好的尺寸稳定性
- 超高的X光线阻射
- 10秒光固化

颜色：

- 牙釉颜色: A1, A2, A3, A3.5, A4, B2
- 牙本质色: A3.5 Dentin
- 高透光性的切端色: T
- 漂白色: Bleach (L), Bleach (I)

包装：

补充装

1 x 2 g

详见12页

1 支, 2 g (10 种颜色)

	颜色	Tetric® N-Ceram Bulk Fill 1 x 3.5 g (3 种颜色)	Tetric® N-Ceram Bulk Fill 子弹装 10 x 0.25 g (3 种颜色)	Tetric® N-Ceram 1 x 3.5 g (16 种颜色)	Tetric® N-Flow 1 x 2 g (10 种颜色)		Te-Econom Plus® 3 x 4 g (6 种颜色)	Te-Econom Plus® 1 x 4 g (6 种颜色)	Te-Econom Flow® 1 x 2 g (2 种颜色)	
牙釉质色	105									
	A1			604025	604046	604056	610911	613810		
	A2			604026	604047	604057	610912	613813	611127	
	A3			604027	604048	604058	610913	613814	611128	
	A3.5			604028	604049	604059	610914	613815		
	A4			604030	604051	604061				
	B1									
	B2			604031	604052	604062	610915	613816		
	B3			616873						
	B4									
	C1									
	C2			616875						
	C3			616876			610916	613817		
	C4									
	D2									
	D3			616874						
	ⅣA	644171	644174							
	ⅣB	644172	644175							
	ⅣW	644173	644176							
	GE									
	Bleach XL									
牙本质色	Bleach L			604033	604054	604064				
	Bleach I			604034	604055	604065				
	Bleach M			616878						
	A1 Dentin									
	A2 Dentin									
	A3 Dentin									
	A3.5 Dentin			604029	604050	604060				
	IVA5 Dentin									
	IVA6 Dentin									
	A4 Dentin									
	B1 Dentin									
	B2 Dentin			616877						
	B3 Dentin									
	C3 Dentin									
	C4 Dentin									
	D2 Dentin									
	D4 Dentin									
	Bleach L Dentin									
	Bleach XL Dentin									
透明色	T			604032	604053	604063				
	110 T									
	420 T									
	Trans 20									
	Trans 30									
	Trans Opal									
	TW									

	IPS Empress® Direct 1 x 3 g (32 种颜色)		IPS Empress® Direct Flow 1 x 1.8 g (3 种颜色)	
	627232			532686
	627233			532687
	627234			532685
	627235			
	627236			
	627237			
	627238			
	627239			
	627240			
	627241			
	627242			
	627243			532692
	627244			
	627245			532691
	627247		635341	
	627246			
	627220			
	627221			
	627222			
	627624			
	627224			
	627225			
	627223			
	627226			
	627227			
	627228			
	627229			
	627230			
	627231			
				550556
				550557
	627248			
	627249		635343	
	627250		635342	

Te-Econom Plus® 复合树脂

Te-Econom Plus是一款纯光固化的复合树脂。



适应症:

- I类洞 -V类洞

特点:

- 良好的抛光效果
- 良好的物理性能
- 高X线阻射
- 较长塑型时间
- IV品质和技术

颜色:

A1, A2, A3, A3.5, B2, C3

包装:

补充装	3 x 4 g	详见12页
3 支, 4 g (6 种颜色)		
补充装	1 x 4 g	详见12页
1 支, 4 g (6 种颜色)		

Te-Econom Flow® 流体树脂

Te-Econom Flow是一款光固化流体树脂。



适应症:

- 垫底
- 小的I类洞和II类洞
- 乳牙修复

特点:

- 适应症范围广
- 良好的操作手感
- 易于达到小的窝洞处
- 更经济

颜色:

A2和A3

包装:

补充装	1 x 2 g	详见12页
1支2 g (2个颜色)		

大师树脂，舍我其谁！

自信

直接修复的技术，间接修复的美感！

可靠

- 优异的操作手感
- 操作简单
- 真实的颜色
- 完美的抛光

美观



Empress® Direct

直接修复美学树脂



IPS Empress® Direct 大师树脂

用于直接修复的美学树脂。



适应症：

- 前牙修复（III类和IV类洞）
- 后牙修复（I类和II类洞）
- 颈部修复（V类洞，根面龋齿，楔状缺损）
- 调整牙齿位置和形状（如：关闭缝隙，关闭黑三角，调整切牙长度）
- 直接树脂贴面

特点：

- 适用于前后牙修复
- 适用于各种不同透明度的牙齿修复
- 良好的抛光效果和高光泽度表面
- 自然的荧光效果
- 对环境光不敏感
- 良好的X线阻射性
- 与Tetric N Flow和大师染色树脂有良好的结合性
- 套装中配套比色板全部由全瓷材料制成，可高温高压消毒，不会变色

颜色：

牙本质色：A1, A2, A3, A4, IVA5, IVA6, B1, B2, C3, D2, 漂白色L, 漂白色XL

牙釉质色：A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, D2, D3, 漂白色L, 漂白色XL

切端透明色：Trans 20, Trans 30, Trans Opal

Dr Arnd Peschke,
Ivoclar Vivadent AG,
Liechtenstein

包装：

基础套装： 8 x 3 g 627218AN

牙本质色：A1, A2, A3

牙釉质色：A1, A2, A3

透明色：Trans 30, Trans Opal

及配件

补充装 1 x 3 g 详见13页

1支3g（32种颜色）

IPS Empress Direct牙本质色比色板 1x 627214

IPS Empress Direct牙釉质色比色板 1x 627215

IPS Empress® Direct Flow 大师流体树脂

大师流体树脂是一款光固化纳米的流体树脂，共有3种效果色。本流体树脂一般用于前牙高美学区域。



适应症：

- 美学修复时用于釉质本质中间层或者表层
- 树脂修复体的修补（气泡等）
- I类洞和II类洞的小于0.5mm的垫底
- 小的窝洞修复
- 扩展性窝沟封闭
- 牙周夹板
- 填补倒凹

优势：

- 用于大师树脂分层之间，制造特殊效果
- 特殊的Trans Opal颜色可制造出天然的乳光效果
- 模拟切端天然的通透度
- 特殊效果的模拟（如氟斑牙）
- 注射头仅有0.9mm，应用非常方便
- 符合人体工程学的造型设计，使用更舒适
- 极好的抛光效果

颜色：

Trans Opal, Trans 30, Bleach XL

包装：

支装

补充装	1 x 1.8 g	详见13页
1 支 1.8 g	(3种颜色)	
注射头直径 0.9 mm (黑色)	1 x 20	634849

IPS Empress® Direct Color 大师染色树脂

IPS Empress Direct Color 包括7种颜色，适用于直接修复和椅旁的CAD/CAM系统制作的修复体的个性化染色以及遮盖着色牙体结构。



适应症:

- 直接修复和技工室用复合树脂修复体的个性化染色
- 遮盖着色牙体结构
- 椅旁CAD/CAM系统制作的贴面的染色

特点:

- 用于复合树脂修复体和椅旁CAD/CAM系统制作的修复体，可以创造出逼真的染色效果
- 个性化的应用
- 填料均匀
- 注射针头的直径只有0.4mm，可以准确的应用在牙面上
- IPS Empress Direct 和 IPS Empress CAD 理想的辅助产品

颜色:

- 白色，蜜黄色，赭色，棕色，紫色，蓝色，灰色

包装:

套装	637898AN
IPS Empress Direct Color 大师染色树脂 7 x 1 g每支	
白色，蜜黄色，赭色，棕色，紫色，蓝色，灰色	
IPS Empress Direct Opaque大师遮色树脂 1 x 1.8 g	

补充装 1 x 1 g	应用指南	
白色	• 模仿牙釉质白斑 • 模仿晕轮效果 • 强调尖峰	637899AN
蜜黄色	• 强调牙本质核	637900AN
赭色	• 强调窝沟	637903AN
蓝色	• 模拟高透的牙釉质区域	637901AN
紫色	• 模拟乳光效果	637902AN
灰色		637905AN
棕色	• 模拟变色的窝沟，间隙和牙釉质裂纹	637904AN
0.4mm直径的注射头（黑色）		1 x 20 634847

IPS Empress® Direct Opaque 大师遮色树脂

IPS Empress® Direct Opaque是一款光固化、遮色树脂、用于遮盖金属底色和着色牙体结构。



适应症:

- 遮盖口内修补缺损的瓷或树脂修复体所暴露的金属底色和着色牙体结构

特点:

- 即使充填薄层也可获到高度遮盖效果
- 通用色

颜色:

遮色

包装:

补充装	1 x 1.8 g	637897AN
1.8 g / 支 (遮色)		
注射头直径 0.9 mm (黑色)	1 x 20	634849

Ceramic Repair N 瓷修补套装

口内瓷、复合树脂材料修复体综合修补套装。



- 适应症：
折裂修复体的修补：
- 饰面瓷修复体
 - 全瓷修复体
 - 复合树脂材料修复体

- 优势：
- 全能体系
 - 经过临床验证的材料
 - 易于操作

包装：	
系统套装	649118AN
Tetric N -Ceram 瓷化纳米树脂	3 x 3.5 g
IPS Empress Direct Opaque 大师遮色树脂	1 x 1.8 g
Monobond N 全能处理剂	1 x 5 g
heliobond 釉质粘接剂	1 x 6 g
其他配件	

直接修复用粘接剂

操作步骤	全酸蚀树脂粘接剂		自酸蚀树脂粘接剂	通用型树脂粘接剂
	Syntac®	Tetric® N-Bond	Tetric® N-Bond Self-Etch	Tetric® N-Bond Universal
牙釉质的处理	N-Etch 酸蚀凝胶 	N-Etch 酸蚀凝胶 		
牙本质的调节	Syntac Primer 			
牙本质的处理	Syntac Adhesive 	Tetric® N-Bond 		
粘接	Heliobond 			

适用于间接修复的粘接剂

操作步骤	全酸蚀树脂粘接剂		通用型树脂粘接剂
	Syntac®	Tetric® N-Bond	Tetric® N-Bond Universal
牙釉质的处理	N-Etch 酸蚀凝胶 	N-Etch 酸蚀凝胶 	
牙本质的调节	Syntac Primer 		
牙本质的处理	Syntac Adhesive 	Tetric® N-Bond 	
粘接	Heliobond 		

N-Etch 酸蚀凝胶

用于酸蚀牙釉质和牙本质的磷酸凝胶（37%）。



适应症：

- 用于全酸蚀技术，与粘接剂，树脂，水门汀，窝沟封闭剂等联合使用

特点：

- Tetric® N-Bond的最佳搭档
- 对牙本质及牙釉质都有很好的酸蚀效果
- 广泛的使用范围

包装：

补充装	2 x 2 g	630210AN
-----	---------	----------

Tetric® N-Bond 第五代全酸蚀树脂粘接剂

Tetric® N-Bond 是一款纳米优化，光固化，单组份的树脂粘接剂，适用于全酸蚀粘接技术。



适应症：

- 用于直接光固化修复，配合光固化树脂，复合体使用
- 与树脂水门汀配合，用于全瓷，树脂等修复体的粘接（嵌体，高嵌体，贴面）

特点：

- 结合了纳米填料，使粘接剂层的结构更均一，更方便粘接剂进入并封闭牙本质小管
- 粘接剂与牙齿结合更紧密，从而减少术后敏感
- 以酒精为溶剂，涂抹方便，只需涂一层。避免了使用丙酮为溶剂的粘接剂严重挥发的特点
- 用于直接和间接修复
- 粘接强度高
- 更易使用，无论干燥还是湿润的口腔环境都可以达到高粘接强度

包装：

单瓶补充装	1 x 6 g	603936AN
VivaPen笔式补充装	1 x 2 ml	613756AN

Tetric® N-Bond Self-Etch 第七代一步法自酸蚀树脂粘接剂

Tetric® N-Bond Self-Etch 是自酸蚀，光固化，一步式树脂粘接剂。



适应症：

- 粘接直接光固化修复体或复合体

特点：

- 持久耐用的高强度粘接
- 水溶剂，不含丙酮
- 室温下保存
- 防止术后敏感
- 两种包装，笔式vivapen和瓶装

包装：

瓶装补充装	1 x 6 g	628941AN
笔式补充装	1 x 2 ml	632729AN

Tetric® N-Bond Universal

真正意义上的通用型树脂粘接剂



选择性酸蚀



自酸蚀



全酸蚀

直接和间接修复的通用的树脂粘接剂



- 通用型操作——适用于所有粘接技术和酸蚀技术
- 可靠的效果——湿粘接和干粘接均能获得高强度粘接
- 包装——瓶装和笔装

Tetric® N-Bond Universal

通用型树脂粘接剂

Tetric® N-Bond Universal 通用型树脂粘接剂是适用于直接和间接修复的单组份光固化树脂粘接剂，适用于所有酸蚀技术：自酸蚀、选择性牙釉质酸蚀和全酸蚀技术。

Tetric N-Bond Universal不论是湿粘接还是干粘接都显现出高粘接强度。

Tetric N-Bond Universal有传统的瓶装，也有独立的笔装，可直接涂抹于牙齿，减少浪费，提高经济效益。



适应症：

- 直接粘接光固化树脂和复合体。
- 自固化、光固化、双固化树脂核。
- 间接修复体的粘接前处理，适用于光固化或双固化粘接体系。
- 直接口内修复折断的树脂或复合体。
- 牙颈部敏感区域脱敏。
- 间接修复体在暂时/永久性粘固前封闭牙体表面。

特点：

- 通用型操作 – 适用于直接或间接修复程序及所有酸蚀技术。
- 可靠的效果 – 湿粘接和干粘接均具有高粘接强度。
- 包装-瓶装和笔装

包装：

笔装

补充装	1 x 2 ml	668222AN
带注射头的补充装	1 x 2 ml/ 40	674175AN
初始套装	1 x 0.5ml	668223AN
注射头	100x	627178
注射头	300x	627161
补充装一次性塑料套	300x	627492

瓶装

补充装	1 x 6 g	668221AN
-----	---------	----------

Eco-Etch® 酸蚀剂

37%磷酸凝胶用于全酸蚀技术。



适应症:

- 用于树脂修复前的牙釉质表面酸蚀和牙本质表面处理，或者窝沟封闭前的窝沟表面的牙釉质酸蚀。

包装:

补充装 2 x 2 g 574151AN

Te-Econom Bond® 全酸蚀树脂粘接剂

Te-Econom Bond 是一款单组份粘接剂，结合全酸蚀粘接技术用于牙釉质和牙本质的粘接。



适应症:

- 直接光固化修复

特点:

- 极高的渗透性，只需涂布一层即可形成良好的混合层
- 高粘接强度
- 以乙醇为溶剂，避免使用丙酮为溶剂的粘接剂严重挥发的缺点
- 常温储存

包装:

单瓶补充装 1 x 5 g 611129AN

Email Preparator blue 窝沟封闭酸蚀液

37% 磷酸酸蚀溶液。



适应症:

- 用于窝沟封闭和树脂充填以及黏固间接修复体前牙釉质与牙本质的酸蚀处理

特点:

- 酸蚀后会增加牙釉质表面的微锁合力
- 相对于低流动性酸蚀剂，在窝沟内有更好的渗透性
- 为窝沟封闭剂和复合树脂以及间接修复体黏固提供可靠的微固位形

包装:

补充装 1 x 6 g 533034AN

Syntac® 全酸蚀树脂粘接系统

Syntac 是一款经典的粘接系统，在树脂与牙体组织间产生很高的化学粘接力。



- 特点:
- 用于直接充填粘接和间接修复粘接
 - 经过了长期的临床验证
 - 减少术后敏感
 - 在树脂与牙体组织间产生很高的化学粘接
 - 高粘接强度

包装:		
套装	2x3g/1x6g	532891AN
牙本质粘接剂，牙本质处理液，牙釉质粘接剂，操作工具		
牙本质处理液补充装	1 x 3 g	532893AN
牙本质粘接剂补充装	1 x 3 g	532892AN

Heliobond 牙釉质粘接剂

Heliobond 是一款光固化单组份粘接剂，配合于所有光固化修复材料的牙釉质粘接技术。



- 适应症:
- 适用于牙釉质的粘接
 - 和Syntac系列联合运用也可以用于牙本质粘接
 - 粘接水晶牙饰，如Skyce
 - 作为透明的窝沟封闭
 - 冠桥修复体部分缺损时的修补粘接材料

- 特点:
- 在牙齿和修复体边缘形成良好的封闭效果。
 - 涂抹前运用牙釉质全酸蚀技术。
 - 常温储存

包装:		
补充装	1 x 6 g	532907AN

IPS Empress®

IPS Empress 白榴石玻璃陶瓷用于制作修复体已有20多年的成功经验。随着IPS Empress CAD的引入，全瓷高美学修复体同样适用于CAD/CAM 椅旁研磨技术，此外，IPS Empress全瓷系统也提供了用于直接修复治疗的IPS Empress Direct大师级美学树脂（见下表）。

IPS Empress CAD 瓷块适用于CAD/CAM制作全瓷的嵌体，高嵌体，贴面和全冠。IPS Empress CAD分为2种透明度（高透明度和低透明度）以及渐变色的IPS Empress CAD Multi瓷块。IPS Empress CAD 修复体可以选择抛光或染色上釉，然后粘接。

IPS Empress® 系统		
技师 IPS Empress Esthetic  全瓷修复体 加工所制作	CAD/CAM 用户 IPS Empress CAD  全瓷修复体 椅旁或加工所制作	牙医 IPS Empress Direct  直接修复树脂 充填治疗

IPS Empress® CAD Basic Kit A-D 专用 IPS Empress® CAD新型切削 瓷块基础套装

这个基础套装包含了较为常用的A-D色瓷块，同时也包含了必要的配件，例如上釉喷雾，抛光工具。套装内也包含了椅旁治疗系统的所有相应产品。
该套装有材料盒。



包装：

IPS Empress® CAD for CEREC® 新型切削瓷块基础套装	602475EN
高透瓷块	
颜色 / 尺寸: A1 / I12, A2 / I12, A3 / I12, B1 / I12	每种颜色5块
低透瓷块	
颜色 / 尺寸: A1 / C14, A2 / C14, A3 / C14, B1 / C14, BL2 / C14	每种颜色5块
渐变色瓷块	
颜色 / 尺寸: A1 / C14 L, A2 / C14 L, A3 / C14 L	每种颜色5块
椅旁扫描对比喷雾	1 x 50 ml
OptraFine 瓷表面抛光系统	1 x
OptraGate 开口器S和R号	各4
OptraDam 橡皮障S和R号	各4
漂白比色板	1 x
IPS Empress CAD 高透/低透比色板	1 x
咬合记录硅橡胶	1 x 50 ml

IPS Empress® CAD HT

新型切削瓷块——高透

相对于LT瓷块，HT瓷块呈现出更高的透明度和相对低的明度，以及杰出的变色龙效果，是理想的制作嵌体和高嵌体的材料。由于其高度的透明度和逼真的荧光效果，修复体可以和牙体组织自然地结合，从而呈现出自然逼真地高度美学效果。



包装：

IPS Empress CAD		
HT瓷块补充装 – A–D	5 块	见30页
(4个尺寸 / 9个A–D 颜色)		

IPS Empress® CAD LT

新型切削瓷块——低透

IPS Empress CAD LT 瓷块的特点是其高明度和自然逼真的色彩，比较适合制作全冠的修复体。

由于特殊调整过材料的明亮度，使用LT瓷块制作修复体时，可以防止全冠和部分冠颜色灰暗的现象。瓷块呈现出自然的荧光效果，可以满足不同的适应症。因此，在不同的光线下，修复体都可以准确戴入，与天然牙融合紧密。



包装：

IPS Empress CAD		
LT瓷块补充装 – A–D	5 块	见30页
(4个尺寸 / 9个A–D颜色)		
LT瓷块补充装 – 漂白色	5 块	见30页
(3个尺寸 / 4个漂白色)		

IPS Empress® CAD Multi

新型切削瓷块——渐变色

渐变色IPS Empress CAD Multi瓷块可以使修复体呈现出从牙颈部区域到切端之间颜色的自然过渡。甚至在不做染色的情况下，也可以制作具有高度美学效果和自然逼真的修复体。IPS Empress CAD Multi有着更好的色彩度，自然的牙颈部遮色效果和切端理想的通透度。



包装：

IPS Empress CAD Multi		
Multi瓷块补充装–A–D	5 块	见30页
(3个尺寸 / 5个A–D颜色)		
Multi瓷块补充装–漂白色	5 块	见30页
(3个尺寸 / 2个–漂白色)		

IPS EMPRESS CAD FOR CEREC®物料号

HT 高透	A-D								
LT 低透	A1	A2	A3	A3.5	B1	B2	B3	C2	D3
Multi									
I 8	● 602500	● 602501	● 602502	● 602503	● 602504	● 602505	● 602506	● 602507	● 602508
I 10	● 602510 ● 602547	● 602511 ● 602548	● 602512 ● 602549	● 602513 ● 602550	● 602514 ● 602551	● 602515 ● 602552	● 602516 ● 602553	● 602517 ● 602554	● 602518 ● 602555
I 12	● 602520 ● 602557 ● 602592	● 602521 ● 602558 ● 602593	● 602522 ● 602559 ● 602594	● 602523 ● 602560 ● 602595	● 602524 ● 602561 ● 602596	● 602525 ● 602562	● 602526 ● 602563	● 602527 ● 602564	● 602528 ● 602565
C 14	● 602567 ● 602598	● 602568 ● 602599	● 602569 ● 602600	● 602570 ● 602601	● 602571 ● 602602	● 602572	● 602573	● 602574	● 602575
C 14 L	● 602604	● 602605	● 602606	● 602607	● 602608				
						漂白色			
						BL1	BL2	BL3	BL4
						● 602577	● 602578	● 602579	● 602580
						● 602582 ● 607681	● 602583	● 602584 ● 607682	● 602585
						● 602587 ● 607683	● 602588	● 602589 ● 607684	● 602590
						● 607672		● 607673	

IPS EMPRESS CAD FOR PLANMILL 物料号

HT 高透	A-D								
LT 低透	A1	A2	A3	A3.5	B1	B2	B3	C2	D3
Multi									
I 8	● 665669	● 665670	● 665671	● 665672	● 665673	● 665674	● 665675	● 665676	● 665677
I 10	● 665678	● 665679	● 665680	● 665681	● 665682	● 665683	● 665684	● 665685	● 665686
	● 665701	● 665702	● 665703	● 665704	● 665705	● 665706	● 665707	● 665708	● 665709
I 12	● 665689	● 665690	● 665691	● 665692	● 665693	● 665694	● 665695	● 665696	● 665697
	● 665710	● 665711	● 665712	● 665713	● 665714	● 665715	● 665716	● 665717	● 665718
	● 665740	● 665741	● 665742	● 665743	● 665744				
C 14	● 665719	● 665720	● 665721	● 665722	● 665723	● 665724	● 665725	● 665726	● 665727
	● 665745	● 665746	● 665747	● 665748	● 665749				
C 14 L									
	● 665750	● 665751	● 665752	● 665753	● 665754				
						漂白色			
						BL1	BL2	BL3	BL4
						● 665728	● 665729	● 665730	● 665731
						● 665732	● 665733	● 665734	● 665735
						● 665755		● 665756	
						● 665736	● 665737	● 665738	● 665739
						● 665757		● 665758	
						● 665759		● 665760	

IPS Empress® Universal Shade/Stains Kit

IPS Empress系列通用型修色 / 染色剂套装

IPS Empress通用型修色剂套装(A-D)包含常用的牙本质色和加强色的染色剂。这些染色剂能够应用于修复体表面进行染色和修色。套装里还包含一个细颗粒度的釉膏，可以在IPS Empress 最终修复体表面进行上釉。



包装：

IPS Empress通用型修色 / 染色剂A-D套装	602469AN
IPS Empress通用修色剂	
A1, A2/A3/A3.5, B1, B2/B3/B4, C1/C2, D2/D3	每支3g
IPS Empress切端通用修色剂	
I1, I2	每支3g
IPS Empress通用染色剂	
白色, 橘色, 红褐色, 土黄色, 褐红色	每支1g
IPS Empress通用釉膏	1 x 3 g
IPS Empress通用釉膏和染色液	1 x 15 ml
镊子, 模型刷	各1个

IPS Empress® Universal Shades

IPS Empress通用型修色剂

IPS Empress通用型修色剂有9种A-D颜色，可以精准的呈现A-D的颜色。IPS Empress通用型切端修色剂有2种切端修色剂可以模仿出逼真的切端效果。



包装：

IPS Empress通用型修色剂A-D色	每支3g
A1	562472
A2 / A3 / A3.5	562473
A4	562474
B1	562475
B2 / B3 / B4	562476
C1 / C2	562477
C3 / C4	562478
D2 / D3	562479
D4	562480
IPS Empress通用型修色剂切端色	每支3g
I1	602471
I2	602472

IPS Empress® Universal Stains

IPS Empress通用型染色剂

包括14种不同的颜色，用于模仿一些自然的修复效果。三种基础色：基础蓝，基础红，基础黄可以用来调节特殊色。



包装：

IPS Empress通用型染色剂	每支1g
白色	562481
黑色	562482
红褐色	562483
卡其色	562484
桔色	562485
灰色	562486
香草色	562487
裂纹色	562488
橄榄色	562489
黄色	562490
基础蓝	562491
基础黄	562492
基础红	562493
栗色	562494

IPS Empress® Universal Glaze

IPS Empress通用型釉膏和釉液

适用于所有IPS Empress CAD 的修复体，釉液可以用来调节IPS Empress通用型修色剂，IPS Empress通用型染色剂，以及IPS Empress通用型釉膏的浓稠度。



包装：

IPS Empress通用型釉膏	1 x 3 g	562495
IPS Empress通用型釉液	1 x 15 ml	562496

IPS Empress® Universal Glaze Spray

IPS Empress通用型釉液喷雾

IPS Empress通用型釉液喷雾可以更方便快捷对全解剖型态IPS Empress 修复体进行上釉处理。同时可以应用于IPS Empress饰瓷修复的上釉。



包装：

IPS Empress通用型釉液喷雾	1 x 120 ml [270 ml]	609432AN
--------------------	---------------------	----------

备注：IPS Empress Esthetic 瓷粉可以运用于回切技术（IPS Empress CAD前牙冠/贴面的堆瓷技术）。其包含不同的瓷粉和瓷粉专用液（详细说明请查看技工产品目录）。

IPS Empress® Add-On 770 °C / 1418 °F 新型修补瓷粉

低熔表面修补瓷粉，可用于邻、(牙合)面接触点的恢复，包括：

- IPS Empress 美学修复体
- IPS Empress 分层技术修复

包装：

IPS Empress® Add-On 770 °C / 1418 °F 1 x 20 g 564080



IPS Empress 美学饰面瓷粉专用液

IPS Empress® 770 °C / 1418 °F 美学分层饰面烧结瓷粉混合液。

包装：

IPS Empress美学饰面瓷粉专用液 1 x 60 ml 579405



IPS Empress® CAD HT/LT A-D/BL Material Shade Guide

IPS Empress CAD A-D/漂白色比色板

为防止口腔交叉感染，每个单独的小比色片和整块比色板都可以进行高温高压消毒。
该比色板显示的A-D16色和漂白色适用于IPS Empress CAD材料的比色。

包装：		
IPS Empress CAD HT/LT A-D/漂白色比色板		603418



IPS Empress展示盒



包装：		
IPS Empress材料盒 小	(55 mm)	602990
插片		
IPS Empress瓷块插片		602988
IPS Empress染色/修色插片		609450

IPS e.max® CAD

IPS e.max CAD是用于在诊所和技工所CAD/CAM技术加工的高强度二矽酸锂玻璃陶瓷材料（LS2）。

IPS e.max CAD瓷块有A-D16个颜色和4个漂白色。其不透明瓷块更适合在技工室制作内冠（通过饰面瓷技术制作修复体）


IPS e.max CAD的HT瓷块可以制作微创的全解剖形态的修复体，如嵌体，高嵌体，贴面。部分冠和全冠可以使用LT瓷块。

蓝色瓷块可以直接研磨成修复体。在快速结晶/上釉烧结后，修复体拥有高强度（360 MPa）和理想的美学性（牙齿颜色，透明度，亮度）的特点，还可以进行个性化的染色。

最终，修复体就位后，完成粘接操作。



备牙



牙冠形态恢复



切削过程



试戴



染色和上釉



结晶



完成的修复体



粘接

IPS e.max CAD修复体

IPS e.max® CAD 瓷块HT I12, HT C14瓷块

包装:

IPS e.max® CAD for CEREC、inLab瓷块HT I12瓷块 1 x 5 块

HT BL1	626423
HT BL2	626424
HT BL3	626425
HT BL4	626426
HT A1	626391
HT A2	626392
HT A3	626393
HT A3.5	626394
HT A4	624395
HT B1	626396
HT B2	626397
HT B3	626398
HT B4	626399
HT C1	626400
HT C2	626401
HT C3	626402
HT C4	626403
HT D2	626404
HT D3	626405
HT D4	626406

IPS e.max® CAD for CEREC、inLab瓷块HT C14瓷块 1 x 5块

HT BL1	626427
HT BL2	626428
HT BL3	626429
HT BL4	626430
HT A1	626407
HT A2	626408
HT A3	626409
HT A3.5	626410
HT A4	626411
HT B1	626412
HT B2	626413
HT B3	626414
HT B4	626415
HT C1	626416
HT C2	626417
HT C3	626418
HT C4	626419
HT D2	626420
HT D3	626421
HT D4	626422

IPS e.max® CAD for Planmill HT I12瓷块 1 x 5 块

HT BL1	665880
HT BL2	665881
HT BL3	665882
HT BL4	665883
HT A1	665848
HT A2	665849
HT A3	665850
HT A3.5	665851
HT A4	665852
HT B1	665853
HT B2	665854
HT B3	665855
HT B4	665856
HT C1	665857
HT C2	665858
HT C3	665859
HT C4	665860
HT D2	665861
HT D3	665862
HT D4	665863

IPS e.max® CAD for Planmill HT C14瓷块 1 x 5块

HT BL1	665884
HT BL2	665885
HT BL3	665886
HT BL4	665887
HT A1	665864
HT A2	665865
HT A3	665866
HT A3.5	665867
HT A4	665868
HT B1	665869
HT B2	665870
HT B3	665871
HT B4	665872
HT C1	665873
HT C2	665874
HT C3	665875
HT C4	665876
HT D2	665877
HT D3	665878
HT D4	665879



IPS e.max® CAD MT C14瓷块



包装：

IPS e.max® CAD for CEREC、inLab MT C14瓷块（正在注册中）	1 x 5 块
MT BL2	680032
MT BL3	680033
MT BL4	680034
MT A1	680028
MT A2	680029
MT A3	680030
MT B1	680031

IPS e.max® CAD LT I12, LT C14瓷块

包装：

IPS e.max® CAD for CEREC、inLab LT I12	1 x 5 块
LT BL1	605338
LT BL2	605339
LT BL3	605340
LT BL4	605341
LT A1	605318
LT A2	605319
LT A3	605320
LT A3.5	605321
LT A4	626377
LT B1	605322
LT B2	605323
LT B3	605324
LT B4	626378
LT C1	626379
LT C2	605325
LT C3	626380
LT C4	626381
LT D2	626382
LT D3	605326
LT D4	626383

IPS e.max® CAD for CEREC、inLab LT C14	1 x 5 块
LT BL1	605343
LT BL2	605344
LT BL3	605345
LT BL4	605346
LT A1	605328
LT A2	605329
LT A3	605330
LT A3.5	605331
LT A4	626384
LT B1	605332
LT B2	605333
LT B3	605334
LT B4	626385
LT C1	626386
LT C2	605335
LT C3	626387
LT C4	626388
LT D2	626389
LT D3	605336
LT D4	626390



包装:

IPS e.max® CAD for Planmill LT I12	1 x 5 块
LT BL1	665832
LT BL2	665833
LT BL3	665834
LT BL4	665835
LT A1	665768
LT A2	665769
LT A3	665770
LT A3.5	665771
LT A4	665772
LT B1	665773
LT B2	665774
LT B3	665775
LT B4	665776
LT C1	665777
LT C2	665778
LT C3	665779
LT C4	665780
LT D2	665781
LT D3	665782
LT D4	665783

IPS e.max® CAD for Planmill LT C14	1 x 5 块
LT BL1	665836
LT BL2	665837
LT BL3	665838
LT BL4	665839
LT A1	665784
LT A2	665785
LT A3	665786
LT A3.5	665787
LT A4	665788
LT B1	665789
LT B2	665790
LT B3	665791
LT B4	665792
LT C1	665793
LT C2	665794
LT C3	665795
LT C4	665796
LT D2	665797
LT D3	665798
LT D4	665799

IPS e.max® CAD C16 B32瓷块

包装:

IPS e.max® CAD for CEREC、inLab: C16瓷块	1 x 5 块
LT BL2	648221
LT A1	648188
LT A2	648189
LT A3	648190
LT A3.5	648191
LT B1	648193
LT B2	648194
LT C1	648197
LT C2	648198
LT D2	648201



IPS e.max® CAD for CEREC、inLab: B32	1 x 3 块
LT BL2	648225
LT A1	648204
LT A2	648205
LT A3	648206
LT A3.5	648207
LT B1	648209
LT B2	648210
LT C1	648213
LT C2	648214
LT D2	648217



IPS e.max® CAD for Planmill C16瓷块	1 x 5 块
LT BL2	665841
LT A1	665800
LT A2	665801
LT A3	665802
LT A3.5	665803
LT B1	665805
LT B2	665806
LT C1	665809
LT C2	665810
LT D2	665813

IPS e.max® CAD for Planmill B32	1 x 3 块
LT BL2	665845
LT A1	665816
LT A2	665817
LT A3	665818
LT A3.5	665819
LT B1	665821
LT B2	665822
LT C1	665825
LT C2	665826
LT D2	665829

IPS e.max® CAD Impulse C14特殊效果色瓷块



包装：

IPS e.max® CAD for CEREC、inLab： Impulse C14特殊效果色瓷块	1 x 5 块
初始装	637798
Opal 1	637793
Opal 2	637794

IPS e.max® CAD for Planmill： Impulse C14特殊效果色瓷块	1 x 5 块
Opal 1	665763
Opal 2	665764

IPS e.max® CAD for 中度不透明MO A14(S)和 (L)种植基台瓷块

包装:



IPS e.max® CAD for CEREC、inLab: 中度不透明MOA14 (S)瓷块	1 x 5 块
MO 0	644357
MO 1	644358
MO 2	644359
MO 3	644360
MO 4	644361

IPS e.max® CAD for CEREC、inLab: 中度不透明A14 (L)瓷块	1 x 5 块
MO 0	644362
MO 1	644363
MO 2	644364
MO 3	644365
MO 4	644366

IPS e.max® CAD 低透LT A14 (S)和 (L)种植基台瓷块

包装:



IPS e.max® CAD for CEREC、inLab低透LT A14 (S)种植基台瓷块	1 x 5 块
LT BL2	678882
LT A1	678784
LT A2	678785
LT A3	678866
LT A3.5	678867
LT B1	678868
LT B2	678869
LT C1	678870
LT C2	678871
LT D2	678872

IPS e.max® CAD for CEREC、inLab低透LT A14 (L)种植基台瓷块	1 x 5 块
LT BL2	678883
LT A1	678873
LT A2	678874
LT A3	678875
LT A3.5	678876
LT B1	678877
LT B2	678878
LT C1	678879
LT C2	678880
LT D2	678881

IPS e.max® CAD 低透LT A16 (S)和 (L)种植基台瓷块

包装:



IPS e.max® CAD for CEREC、inLab低透LT A16 (S) 种植基台瓷块	1 x 5 块
LT BL2	645595
LT A1	644367
LT A2	644368
LT A3	644369
LT A3.5	644370
LT B1	644372
LT B2	644373
LT C1	644376
LT C2	644377

IPS e.max® CAD for CEREC、inLab低透LT A16 (L)种植基台瓷块	1 x 5 块
LT BL2	645599
LT A1	644383
LT A2	644385
LT A3	644386
LT A3.5	644387
LT B1	644389
LT B2	644390
LT C1	644393
LT C2	644394
LT D2	644397

IPS e.max® CAD Crystall./Shades IPS e.max® CAD 修色剂

IPS e.max CAD Shade 膏状修色剂是IPS e.max CAD玻璃陶瓷最佳匹配染色材料，用于结晶烧结前“蓝色状态下”的修复体。



包装：

IPS e.max CAD 修色剂	每支3g
0	605348
1	605349
2	605350
3	605351
4	605352
I1	605353
I2	605354

IPS e.max® CAD Crystall./Stains IPS e.max® CAD 染色剂

IPS e.max CAD Stains膏状个性化染色剂是IPS e.max CAD玻璃陶瓷最佳匹配染色材料，用于结晶烧结前“蓝色状态下”需要个性化染色的修复体。



包装：

IPS e.max CAD 染色剂	每支1g
白色	605356
奶油色	605357
暮色	605358
铜色	605359
橄榄色	605360
卡其色	605361
红褐色	605362

IPS e.max® CAD Crystall./Glaze Paste IPS e.max® CAD 釉膏

用于结晶烧结前全解剖形态的IPS e.max CAD在结晶烧结前的修复体。



包装：

IPS e.max CAD 釉膏	每支3g	605363
------------------	------	--------

IPS e.max® CAD Crystall./Glaze Spray

IPS e.max® CAD 上釉喷雾

上釉喷雾适用于全解剖形态的IPS e.max CAD修复体。在使用了修色剂和染色剂的IPS e.max CAD修复体上使用上釉喷雾，然后进行结晶和上釉的烧结。

包装：

IPS e.max CAD 上釉喷雾	1 x 270 ml	605364AN
--------------------	------------	----------



IPS e.max® CAD Crystall./Glaze Liquid

IPS e.max® CAD 釉液

用来稀释IPS e.max CAD 修色剂，染色剂和釉膏的特殊液体。

包装：

IPS e.max CAD 釉液	1 x 15 ml	605366
------------------	-----------	--------



IPS e.max® CAD Crystall./Add-On, Add-On Liquid

IPS e.max® CAD 修补瓷粉，修补瓷专用液

用于调整切端/咬殆面或牙体区域的修补，可以用于直接结晶烧结或随后用修改程序烧结。


包装：

IPS e.max CAD 切端修补瓷粉	1 x 5 g	605365
IPS e.max CAD 修补瓷专用液	1 x 15 ml	605569



IPS e.max® CAD Crystallization Tray 烧结盘套装

氮化硅结晶烧结盘用于IPS e.max CAD修复体的结晶。
IPS e.max CAD 修复体在结晶过程中需要烧结钉和烧结膏。



包装：

IPS e.max CAD 烧结盘套装		605367AN
氮化硅结晶烧结盘G	1x	
IPS e.max CAD 结晶烧结钉	9x	
IPS e.max CAD 烧结盘烧结钉补充装	每种型号6个	
S / M / L		605368AN
XS	3x	656105AN

IPS e.max® CAD Speed Crystallization Tray 快速烧结盘

IPS e.max 特制烧结盘，使用该烧结盘时，必须配合特定的烧结参数，14分钟50秒快速烧结程序。



包装：

IPS e.max® CAD Speed Crystallization Tray 快速烧结盘	1x	647633AN
---	----	----------

IPS e.max® Press / IPS e.max® CAD HT/LT Shade Guides IPS e.max® Press / IPS e.max® CAD 比色板

比色板是铸瓷和CAD材料选择颜色的辅助工具，可以高温高压消毒，避免了口内交叉感染。比色板可以呈现出修复体压铸后或结晶后的颜色效果。比色板不但可以帮助我们检查颜色，还可以检查IPS e.max CAD修复体结晶工艺的质量。

包装：

IPS e.max® Press/CAD LT 比色板	1x	605523
IPS e.max® Press/CAD HT 比色板	1x	613998
IPS e.max® Press/CAD MT 比色板	1x	680311



IPS e.max 展示盒

IPS e.max材料盒及插片用于放置各类IPS e.max材料。



包装：

IPS e.max 材料盒

IPS e.mx材料盒 小 (55mm)	1x	597483
IPS e.mx材料盒 中 (80mm)	1x	597484
IPS e.max Ceram瓷粉抽屉	1x	597485
IPS e.max Ceram瓷粉修色剂抽屉	1x	635843
IPS e.max Ceram精华瓷粉抽屉	1x	635844
IPS e.max Press/Zir Press铸瓷抽屉	1x	607668
IPS e.maxCAD/ZirCAD抽屉	1x	614248

全瓷修复体备牙参照模型

义获嘉伟瓦登特全瓷修复体备牙参照模型。模型展示IPS Empress和IPS e.max修复体最小备牙厚度。附赠各类预备体的备牙量手册。手册也可单独购买。

包装：

All-Ceramic Preparation Guide Edition II (模型) 630548



IPS® Ceramic Etching Gel IPS® 玻璃陶瓷酸蚀凝胶（氢氟酸）

用于酸蚀玻璃陶瓷全瓷修复体的粘接面，增加树脂水门汀和全瓷粘接面之间的粘接强度。



包装：

陶瓷酸蚀凝胶套装		531550
IPS陶瓷酸蚀凝胶	1 x 5 ml	
中和用粉末	1 x 30 g	

补充装

IPS陶瓷酸蚀凝胶，红色	1 x 5 ml	531548
中和用粉末	1 x 30 g	531549

镊子



包装：

镊子	1 x	554069
----	-----	--------

IPS烧结膏（流体） IPS烧结膏（固态）

用于全瓷修复体（特别是IPS e.max CAD）烧结、上釉时将修复体粘固于支撑杆。膏体可用来将修复体固定在氮化硅烧结钉或直接固定于氮化硅烧结盘上。膏体易放置、易去除。



包装：

IPS® Object Fix Flow	1 x 10 ml	605525AN
IPS® Object Fix Putty	1 x 10 g	605526AN

IPS Natural Die Material 自然代型材料



包装：

IPS Natural Die Material IPS自然代型材料套装	638177
IPS Natural Die Material IPS自然代型材料套装 (597078)	1 x
IPS Natural Die Material Farbschlüssel	4 x

Systemp家族

暂时修复系列产品

值得信赖的 暂时修复材料



Systemp®.c&b II

Systemp®.link

Systemp®.inlay / Systemp®.onlay

Systemp®.desensitizer

Systemp®.inlay 临时嵌体材料

光固化临时修复材料。



Systemp®.inlay
高弹性

适应症:

- 侧壁平行的深嵌体洞型，或者轻微的倒凹
- 由聚碳酸酯或丙烯酸甲酯制作的预成临时冠的重衬
- 种植体上部结构螺丝孔处的封闭

特点:

- 不粘器械
- 光固化后具有高弹性，易于去除
- 低聚合收缩率
- 含三氯生，一种抗菌素

颜色:

通用色 (类似于 A1)

Systemp®.onlay 临时高嵌体材料

光固化临时修复材料。



Systemp®.onlay
低弹性

适应症:

- 固位力不足的高嵌体

特点:

- 不粘器械
- 光固化后具有高弹性，易于去除
- 低聚合收缩率
- 含三氯生，一种抗菌素

颜色:

通用色 (类似于 A1)

包装:

Systemp.inlay补充装	3 x 2.5 g	
通用色		559586AN
Systemp.onlay补充装	3 x 2.5 g	
通用色		559584AN

Systemp®.desensitizer脱敏剂

Systemp®.desensitizer脱敏剂用于减少或避免牙本质敏感或术后疼痛。



适应症：

- 暂时修复前（例如：Systemp.inlay, Systemp.onlay）
- 间接修复体粘接前
- 直接修复体充填前（例如：复合树脂，银汞合金，玻璃离子）

特点：

- 只需在牙本质表面涂抹10s，不需要光固化
- 不会影响暂时冠、粘接材料、其他充填材料的粘接
- 清洁污染表面

包装：

补充装

1 x 5 g

559596AN

Telio® CAD 低透LT B40 L树脂块



包装:

Telio® CAD CEREC, inLab低透 LT B40 L树脂块		1 x 3 块
LT BL3		627718
LT A1		627719
LT A2		627720
LT A3		627721
LT A3.5		627722
LT B1		627723
Telio® CAD CEREC, inLab低透 LT B40 L树脂块		1 x 9 块
LT BL3		627726
LT A1		627727
LT A2		627728
LT A3		627729
LT A3.5		627730
LT B1		627731

Telio® CAD 低透LT B55树脂块



包装:

Telio® CAD CEREC, inLab低透 LT B55树脂块		1 x 1 块
LT BL3		627818
LT A1		627819
LT A2		627820
LT A3		627821
LT A3.5		627822
LT B1		627823
Telio® CAD CEREC, inLab低透 LT B55树脂块		1 x 3 块
LT BL3		627824
LT A1		627825
LT A2		627826
LT A3		627827
LT A3.5		627828
LT B1		627829

N系树脂水门汀系列

义获嘉伟瓦登特公司的树脂水门汀材料



超强粘固 值得信赖

Variolink® N | Multilink® N | Multilink® Speed

- 持久的高强度粘固力
- 大量成功临床病例的验证
- 丰富的选择性

逼真的美学效果 强大的通用性 真正的快捷方便




ivoclar
vivadent
passion vision innovation

Variolink® N

多功能美学树脂水门汀系统

以光固化为主的双固化（光固化／自固化）树脂水门汀。



适应症:

- 用于粘接陶瓷，纤维增强型复合树脂（FRC）以及树脂制成的间接修复体（如嵌体、高嵌体、全冠、贴面以及非金属桥）

优势:

- 提供四种颜色及两种粘稠度的催化剂选择
- 极高的X线组射率
- 基于树脂基的水门汀Variolink II(经过长期临床验证的成功产品)发展而来

颜色:

Transparent半透明, Yellow黄色, White白色, Bleach XL漂白色
催化剂包括两种颜色(Transparent半透明, Yellow黄色) 以及两种粘稠度 (low viscosity低粘稠度, high viscosity高粘稠度)

包装:

Professional Set专业套装 642981AN

基色: 半透色、黄色、白色、漂白色

催化剂: 高粘稠度半透色、高粘稠度黄色

催化剂: 低粘稠度半透色、低粘稠度黄色

Heliobond牙釉质粘接剂, Syntac Adhesive牙本质粘接剂, Syntac Primer牙本质处理剂, Monobond – N修复体内表面全能处理液, N-Etch磷酸酸蚀凝胶, Liquid Strip氧隔绝剂, 操作工具

Bonding System粘接剂套装 632341AN

Heliobond牙釉质粘接剂, Syntac 牙本质处理剂, Syntac 牙本质粘接剂, 磷酸酸蚀凝胶、使用小工具

Variolink N 基质补充装	1 x 1.5 ml	
半透色Transparent		632335AN
黄色Yellow		632334AN
白色White		632333AN
漂白色Bleach XL		632332AN
Variolink N 催化剂补充装	1 x 1.5 ml	
半透色低粘稠度Transparent/low viscosity		632331AN
半透色高粘稠度Transparent/high viscosity		632330AN
黄色低粘稠度Yellow/low viscosity		632329AN
黄色高粘稠度Yellow/high viscosity		632328AN

Variolink® N LC

多功能美学树脂水门汀系统

纯光固化高美学性水门汀。



适应症:

- 厚度小于2mm的全瓷修复体（贴面，嵌体，高嵌体）的高美学树脂水门汀

特点:

- 无胺配方更高的颜色稳定性
- 更好的耐磨性和抛光性

颜色:

Clear: 超透效果（50%透明度）

+1 轻微提升明度（24%透明度）

+2 更明显提升明度，白色（12%透明度）

包装:

套装	642969AN
Variolink N LC clear, +1, +2	3 x 1.5 ml
Monobond N	1 x 5 g
Tetric N-Bond	1 x 6 g
其他配件	
补充装	1 x 1.5 ml
Clear	643413AN
+1	632687AN
+2	643414AN

Variolink® N Try-In

美学树脂水门汀试戴糊剂

水溶性丙三醇试戴糊剂用于最终修复体陶瓷或树脂的颜色测试。与固化后的Variolink N 基质水门汀颜色一一匹配。



适应症:

- 在试戴中模拟Variolink N树脂水门汀的颜色效果

颜色:

Transparent透明色, yellow黄色, white白色, Bleach XL漂白色, Clear, +1, +2

包装:

补充装	1 x 1.5 ml
半透色Transparent	632340AN
黄色Yellow	632339AN
白色White	632338AN
漂白色Bleach XL	632337AN
Clear	643416AN
+1	632688AN
+2	643415AN

Multilink® N

通用型高强度树脂水门汀系统

通用型双固化高强度树脂水门汀，适应症范围广泛，具有出色的材料性能，能有效减少临床操作时间。



适应症:

适用于下列原料制成的间接修复体（嵌体、高嵌体、全冠、桥、根管桩）粘接：

- 金属或金属-陶瓷（烤瓷）修复体
- 玻璃陶瓷类全瓷修复体
- 增强型全瓷材料（氧化锆、氧化铝）
- 树脂或纤维增强型树脂修复体（如纤维桩）

优势:

- 在所有表面都有极高的粘接强度
- 可灵活选择自固化或光固化
- 节约临床操作时间

颜色:

透明色 Transparent
黄色 yellow

包装:

System Pack 系统包装

Multilink N 双推杆包装	1 x 6 g
自混头	10 枚
Multilink N Primer A/B	
自酸蚀粘接剂	2 x 3 g
Monobond N 全能处理剂	1 x 5 g

透明色 Transparent	642974NN
黄色 Yellow	642976NN

Starter Pack 初始套装

Multilink N 双推杆包装	1 x 2.5 g
透明色 Transparent	
自混头	4 枚
Multilink N Primer A/B	2 x 1 g
Monobond-N 全能处理液	1 x 1 g

补充装

Multilink N 双推杆包装	1 x 6 g
自混头	10 枚
透明色 Transparent	632321NN
黄色 Yellow	632322AN

补充装 Multilink® N Primer A	1 x 3 g	632198AN
补充装 Multilink® N Primer B	1 x 3 g	632319AN
补充装 Monobond N	1 x 5 g	642967AN
自混头补充装	15 枚	645951
小毛刷补充装	2 x 25支	592435

(25支细毛刷、25支小毛刷)

Multilink® Speed

自粘接树脂水门汀系统

自粘接、双固化（自固化、光固化）树脂水门汀，粘接操作简单快速，粘接中不再需要使用酸蚀剂及粘接剂。



适应症:

自粘接树脂水门汀适用于由下列材料制成的间接修复体：

- 金属及金属-陶瓷
- 高强度全瓷材料（氧化锆、氧化铝及二矽酸锂）
- 纤维增强型复合树脂材料

特点:

- 无需磷酸酸蚀
- 牙釉质及牙本质表面无需处理、无需粘接剂
- 自混包装可以快速方便地使用
- 出色的物理性能
- 满意的粘接强度
- 多余材料容易去除

颜色:

透明色 Transparent

包装:

Starter Pack 初始套装	642977AN
Multilink Speed自混双推杆包装，透明色	1 x 2.5 g
自混头	4 枚
Monobond -N 全能处理剂	1 x 1 g

补充装	632342AN
Multilink Speed自混双推杆包装，透明色	1 x 6 g
自混头	10 枚

N 系树脂水门汀

	多功能美学粘接系统	通用型高强度树脂水门汀	通用型自粘接树脂水门汀
水门汀系统	Variolink® N	Multilink® N	Multilink® Speed
固化方式	光固化为为主的双固化	自固化为为主的双固化	自固化为为主的双固化
配合牙面处理的粘接体系	适用体系 Syntac Tetric® N-Bond 全酸蚀模式	适用体系 Multilink® N Primer A/B 自酸蚀模式	自粘接
IPS e.max® Press	✓	✓	✓*
IPS e.max® CAD	✓	✓	✓*
IPS e.max® Ceram Veneers	✓	—	—
IPS e.max® ZirCAD	—	✓	✓
IPS Empress® Esthetic	✓	✓	—
IPS Empress® CAD	✓	✓	—
SR Nexco® (metal-based)	—	✓	✓
SR Nexco® (metal-free)	✓	✓	—
IPS d.SIGN®	—	—	—
IPS InLine® / IPS InLine PoM®	—	✓	✓
IPS Classic® (metal-based)	—	—	—
FRC Postec® Plus	✓	✓	✓
CosmoPost®	—	✓	✓

- ✓ 推荐的粘固产品
* 根据适应症搭配使用
— 不推荐的粘固产品



请按照对应的使用手册进行操作

Monobond N全能处理剂

用于所有间接修复材料的通用型、单组分修复体内表面处理剂。



适应症:

适用于所有间接修复材料的通用型、单组分处理剂（玻璃陶瓷、氧化物陶瓷、金属、树脂、纤维增强型树脂），可提高修复体和水门汀之间的粘接强度。

包装:

补充装 1 x 5 g 642967AN

Liquid Strip 阻氧剂

丙三醇凝胶，用于粘接树脂或全瓷间接修复体时避免树脂水门汀表面形成氧阻聚层。



适应症:

- 试戴糊剂
- 避免复合树脂表面形成氧阻聚层

包装:

补充装 1 x 2.5 g 532505AN

Ivoclean 通用型修复体内表面清洁糊剂

通用型清洁糊剂用于去除试戴后修复体表面污物，特别是含有蛋白质的污物。



适应症:

- 口外清理全瓷、金属修复体内表面的蛋白污染，增加后期粘接强度

包装:

补充装 1 x 5 g 637568AN

Vivaglass® CEM PL

玻璃离子水门汀

Vivaglass CEM PL是一种高透光性的玻璃离子水门汀。



适应症:

- 用于金属，金属烤瓷，金属烤塑，加强型全瓷修复体，或者金属正畸带环的粘固

特点:

- 高度透光性
- 1:1粉液混合比例调和
- 传统的粉液调和方式，操作简单，方便
- 牙本质高强度粘接效果
- 可以达到最佳的粉液调和湿度
- 多余材料容易去除

颜色:

通用色

包装:

套装	1 x 30 g / 10 ml	562256AN
粉、液		
补充液	1 x 10 ml	638995AN

Multilink® Hybrid Abutment

种植基台树脂水门汀

是一款自固化树脂水门汀，用于二矽酸锂玻璃陶瓷(LS2)或氧化锆混合基台或基台一体冠与钛/钛合金种植基台的永久性粘接。



适应症:

- 口外用于二矽酸锂玻璃陶瓷(LS2)或氧化锆基台和基台冠与钛基台的粘接

特点:

- 高粘接强度
- 2种不同透明度用于高美学修复
- 操作简单

颜色:

- HO 0, MO 0

包装:

补充装	
Multilink Hybrid Abutment Syringe	1 x 9 g
混合头	15 x
操作小工具	
HO 0	647182AN
MO 0	647183AN

ApexCal® 氢氧化钙临时根管消毒糊剂

ApexCal是一种新型的，奶酪状的氢氧化钙糊剂，用于根管预备治疗中的临时消毒。

- 适应症：
- 用于根管治疗期间的根管消毒，和直接或间接盖髓
- 特点：
- 直接输入根管，省时省力
 - 极易去除糊剂，完全水溶性，不附着根管壁
 - 极高X阻射率 (400% AI)



使用根管内注射头 直接注入ApexCal 使用螺旋输送针向根管内输送ApexCal 用医用生理盐水方便去除ApexCal

包装：	
补充装	595915AN
ApexCal支装	2 x 2.5 g
注射头	15 个
补充装	596608
注射头	15个


Apexit® Plus 氢氧化钙根管充填糊剂

Apexit Plus 是一种双组份的以氢氧化钙为基质的永久性根管充填糊剂，配合牙胶尖进行根管充填。

- 适应症：
- 永久性根管充填糊剂，配合牙胶尖进行根管充填
- 特点：
- 极高的生物相容性
 - 类似于环氧树脂类根充糊剂的根管封闭性
 - 硬化后体积不会收缩，反而会有0.4%的体积膨胀，使充填更加密合
 - 改变了氢氧化钙类根充糊剂固有的高溶解率，有极低的溶解率
 - 方便的自混系统
 - 极高的X光阻射率 (380%AI)
 - 极低的薄膜厚度，遇到形态复杂的根管也能轻易进入细微部位严密充填
 - 超长工作时间：室温下混合3小时仍可导入
 - 不含酚类制剂，不会影响未来的树脂水门汀聚合



根管充填前状态 使用根管内注射头将Apexit直接注入根管 使用螺旋输送针进一步输送



插入主牙胶尖 使用侧压充填器进行冷牙胶侧压充填根管 根管充填完成

包装：	
补充装	593991AN
支装	2 x 6 g
自混头	15个
口内注射头	5个
补充装	595132
混合头	15 个
补充装	597380
口内注射头	15个

FRC Postec® Plus 高强度纤维桩

FRC Postec Plus 是高透光性高X光阻射率革命性的石英纤维桩，可用于残存牙齿的增强，帮助进行树脂核的再建。
FRC Postec Plus 系统含有高透光性的纤维，有3种直径，而且有纤维桩完全匹配的钻头。

适应症：
- 适用于前后牙，牙冠严重缺损至牙龈下的修复

- 特点：
- 使用了革命性的石英纤维桩，大大增加了强度和透光性
 - 高透光度，使根尖的树脂水门汀也能光固化，大大提高固化效果
 - 超强的X光阻射性
 - 高固位力
 - 对根尖的应力柔和，避免根折
 - 容易去除
 - 大量成功病例证实了它的可靠性



用钻头进行根管预备



使用MultiLink N 树脂水门汀粘接



使用MultiCore Flow 再建冠核



修整完成后的树脂核

包装：		
介绍套装		603543AN
Size 0	3 根	
Size 1	5 根	
Size 3	2 根	
钻头 Size 0	1 根	
钻头 Size 1	1 根	
钻头 Size 3	1 根	
补充装 Size 0	20 根	603540AN
补充装 Size 0	5 根	603541AN
补充装 Size 1	20 根	590222AN
补充装 Size 1	5 根	583244AN
补充装 Size 3	20 根	590223AN
补充装 Size 3	5 根	583245AN
补充装 钻头, Size 0	1 根	603542AN
补充装 钻头, Size 1	1 根	572801AN
补充装 钻头, Size 3	1 根	572800AN

MultiCore® 核再建双固化树脂

以自固化为主要的双固化堆核树脂材料，光固化能加强材料的强度。树脂材料提供两种粘稠度，两种操作方法，两种固化方式，四种颜色，供医生选择最佳方案来重建树脂基牙核。

适应症：

- 活髓或死髓牙的核再建

特点：

- 适用于各种核再建技术
 - MultiCore HB(低流动性)用于塑形的核再建技术
 - MultiCore Flow(高流动性)用于与成型片配合使用的核再建技术
- 基质依然使用了义获嘉伟瓦登特多年经验生产树脂
- 适合于光固化和自固化两种方式
- 多种颜色可供选择，对不同牙体修复都提供了一个良好的色泽基础

颜色：

淡黄色，黄色，蓝色，白色



直混支装, 10g



弹筒装, 50g

包装：

MultiCore® Flow 核再建双固化树脂流动型

套装	1 x 10g	
直混支装		
淡黄色		604166AN
黄色		604167AN
白色		604168AN
混合头 (小)	10 个	604209
口内注射头 (小)	10个	604210
根管注射头	5个	603018
补充装	1 x 50g	
基质，催化剂		
淡黄色		578913AN
黄色		578914AN
蓝色		578915AN
注射枪	1支	579094AN
混合头	50个	579096AN
口内注射头	50个	579095AN

MultiCore® HB

补充装	4x 4g	
基质，催化剂		
淡黄色		578919AN
黄色		578920AN
蓝色		578921AN

Virtual® 高亲水型加聚硅橡胶印模材系统

Virtual是全新的加聚型硅橡胶印模材料系统，能配合使用各种常见的印模制取技术，并满足所有临床印模的制取要求。

该系统包含了五种不同的流动度：
Putty（油泥）、Heavy Body（重体）、Monophase（单相印模材料）、Light Body（轻体）、Ultra light body（超轻体）每种印模材料都用“Fast（快凝，2分30秒）”以及“Regular（普凝，4分30秒）”两种凝固时间设定。

这个系统还包含完整的附属器械及托盘粘接剂。



- 适应症：
- 制取间接修复体制作的终印模(冠、桥、嵌体、高嵌体以及贴面)
 - 齿科种植印模
 - 作为蜡型、研究模型、制定治疗计划的模版
 - 无牙颌印模
 - 作为临时修复体制作的印模

- 优势：
- 在软硬组织表面都有优秀的细节复制能力
 - 出色的亲水性
 - 精度清晰易于辨识
 - 弹性工作时间选择，快速凝固成型
 - 清新薄荷口感
 - 优秀的平衡物理属性

- 颜色：
- 海蓝色：油泥、重体、单项印模材料
 - 焦糖色：轻体与超轻体材料

包装：

大套装	12 x 50 ml + 混合头	
轻体快速固化型		572826AN
轻体普通固化型		572827AN
单相快速固化型		572828AN
重体快速凝固型		572830AN
补充装	2 x 50 ml + 混合头	
轻体普通固化型		562829AN
轻体快速固化型		562830AN
单相快速固化型		562832AN
重体快速凝固型		562836AN
补充装		
油泥型正常固化型	2 x 300 ml	562839AN
油泥型快速固化型	2 x 300 ml	562840AN

Virtual 附属材料		
补充桩 混合头 小	48 个	572806
补充桩 混合头 大	48个	572807
补充桩 口内注射器 大	100 个	572808
补充桩 口内注射器 小	100 个	572809

Virtual® 380机混大包装硅橡胶印模材料

Virtual® 380机混大包装硅橡胶印模材料，具有两种流动度：重体和单相印模材料。机混大包装适用于各种主流的硅橡胶机混设备，如Pentamix, Plug&Press Dispenser, MixStar等。



优势：

- 即混即用，方便操作
- 380ml大包装

包装：

套装	6 x 380 ml 各1 + 混合头 + 卡口环	
单相快速固化型		594835
重体快速固化型		594836
重体常规固化型		594837
补充装	2 x 380 ml 各1 + 混合头 + 卡口环	
单相快速固化型		594838
重体快速固化型		594839
重体常规固化型		594840
配件		
混合头补充装	50 x	600158

技术资料

	轻体	中等流动度单一向		重体		油泥
颜色	焦糖色	海蓝色		海蓝色		海蓝色
容量	50 ml	50 ml	380 ml	50 ml	380 ml	2 x 300 ml
工作时间						
快速	1:00 min.	1:00 min.	1:00 min.	1:00 min.	1:00 min.	1:00 min.
常规	1:30 min.	1:30 min.	—	1:30 min.	1:30 min.	1:30 min.
口内时间						
快速	2:30 min.	2:30 min.	3:30 min.	2:30 min.	2:30 min.	2:30 min.
常规	4:30 min.	4:30 min.	—	4:30 min.	4:30 min.	4:30 min.
24小时内线性尺寸变化	≤ 1.50 %	≤ 1.50 %		≤ 1.50 %		≤ 1.50 %
压缩张力	2–8 %	2–8 %		0.8–5 %		0.8–5 %
形变恢复				≥ 96.5 %		≥ 96.5 %
复制细节	≥ 96.5 %	≥ 96.5 %		50 μ		75 μ
支撑强度（邵氏硬度）	20 μ	20 μ		66–76		58–64
	50–57	64–71				



Virtual® CADbite Registration

咬合记录硅橡胶

Virtual® CADbite 咬合记录硅橡胶具有可扫描性，可用于椅旁的 CAD/CAM 系统的光学数据记录。咬合记录硅橡胶是加聚型硅橡胶，可适用于传统咬合记录方式。它具有低收缩率，操作时间短，较好的稳定性。此外，它可复制出出色的细节，最终强度可达32邵氏硬度。



Virtual CADbite咬合硅橡胶在模型上



扫描后效果

特点：

- 快速

在口内的固化时间为45S，由于病人的咀嚼运动引起的变形和误差可被大大降低。同时，咬合记录硅橡胶也提供了充足的工作时间来记录完整的咬合关系

- 强度

最终硬度可达32邵氏硬度和高抗折强度，咬合记录硅橡胶易于修剪。同时，在颌架调整位置时减少不必要的移动

- 可扫描

根据全球CAD/CAM用户的要求，咬合记录硅橡胶具有表面反射，用口内扫描装置可获取优越的图像

包装：

复合包装	12 x 50 ml	607909AN
混合头		
补充包装	2 x 50 ml	607908AN
混合头		
配件		
补充混合头， 小号	48 x	572806

Transil F 透明硅橡胶

Transil F是一款轻质地半透明的硅橡胶，主要用在技工室的型盒技术。



包装：

Transil F	2 x 50 ml	673047
混合头	6x	

Bluephase N[®]

Ivoclar Vivadent LED光固化灯系列

NEW
Bluephase[®] Meter II

满足所有临床固 化需求的LED灯



Bluephase N[®] M | Bluephase N[®] | Bluephase N[®] MC

可固化所有临床材料 – 得益于 Polywave-技术
全适应症 – 得益于连续性使用
无间断使用 – 得益于 Click & Cure


ivoclar
vivadent[®]
passion vision innovation

Bluephase N[®]

义获嘉伟瓦登特LED光固化灯



与二代LED设备比较，Polywave LED灯具有宽光谱，从385nm到515nm，与作为标准的卤素灯光谱相似。Bluephase N光固化灯适用于现今牙科使用的所有聚合物或光引发剂材料。


所有光固化材料

特别研发的Polywave Led灯，特殊的蓝色和紫色组件，由于其光波长谱可用于所有牙科光引发剂。

- 光引发剂：樟脑醌
- 其他酰基氧化膦类光引发剂
- 具有Polywave技术的Bluephase N

Source: R&D, Ivoclar Vivadent AG, Schaan, Principality of Liechtenstein, 2013

波长范围



所有适应症

Bluephase N 提供了三种模式且操作简单：用于快速固化的强光模式，用于近髓固化的弱光模式以及软启动固化方式以减少收缩。



任何时间都可以使用：即按即用，只需轻轻一按，手柄可以方便地连接电源，即使无线手柄电池没电也可以即插即用。



Bluephase N – LED光固化灯

BluePhase N是一款具有高光强的无线LED光固化灯，最高光强可达1200mW/cm²。

适应症：

- 用于光照聚合固化波长385-515nm的齿科材料



特点：

- 采用polywave技术设计生产，与卤素类光固化灯波长范围一致（385-515nm）
- 内置风扇能确保持续临床使用
- 灵活、便捷、独立电池的固化程序控制面板
- 一键操作，独立的电池
- 无绳设计增加了设备的灵活移动使用性
- 三种固化程序分别满足快速、近髓及减少聚合应力等各种固化需求
- 高能效的聚合锂电池提供长达60分钟的持续照射时间
- 与机身整体无缝整合的OLED高亮度多彩显示屏使设备及固化信息易于读取
- 创新的传感系统确保操作程序准确及时
- 三年整机质保（电池一年质保）

包装：

Bluephase N® 100 – 240 V	659683BE
Bluephase N® 手柄（手柄，电池，光导棒）	659681
Bluephase N® 电池	659956

Bluephase N M-LED光固化灯

BluePhase N M是一款无线LED光固化灯，最高光强可达800mW/cm²。

适应症：

- 用于光照聚合固化波长430-490nm的齿科材料



特点：

- 无噪散热设计可使其不受临床限制的持续使用
- 高能效的聚合锂电池提供最大电量
- 无绳设计增加了设备的灵活移动使用性
- 10mm平行光导管可以获得更宽的光照范围
- 一键操作，无缝的整体设计
- 两年质保（电池一年）

包装：

Bluephase N® M 100 – 240 V	647620BE
Bluephase N® M 手柄（手柄，电池，光导棒）	647621
Bluephase N® M 电池	647622

Bluephase N® MC – LED光固化灯

BluePhase N MC是一款主流，经济高效的有绳LED光固化灯，最高光强可达800mW/cm²。

适应症：

- 用于光照聚合固化波长430-490nm的齿科材料

特点：

- 无噪散热设计可使其不受临床限制的持续使用
- 一键操作，无缝的整体设计
- 10mm平行光导棒可以获得更大的光照范围
- 性价比高
- 两年质保



包装：

Bluephase N® MC 100 – 240 V

647619BE

Bluephase® Style – 人体工学的使命

作为一款无绳，输出光强在1100 mW/cm²的LED灯光固化灯，Bluephase Style 采用人体工学设计，无论手的大小，握起来都很舒服。

适应症：

- 用于光照固化波长在385 – 515nm的齿科材料

优势：

- 采用人体工程学设计，不论手的大小，手握舒适
- 用于光照固化波长在385 – 515nm之间的齿科材料
- 可以持续工作而没有任何临床限制
- 即按即用的电池设计
- 无绳的整体设计方便机身移动
- 有效的光照强度1,100 mW/cm² 节约固化时间，仅需光照10秒
- 操作简单，没有复杂的步骤
- 10-mm光导管可以获得更宽的光照范围
- 非接触式感应充电器充电的电池
- 充电指示器设计，即使很远的距离，也便于检查电池充电情况
- 内置锂聚合物蓄电池，可以持续工作长达20分钟
- 良好地封闭结构设计
- 机身容易清洁
- 创新的传感器设计确保快速操作
- 3年质保 (电池1年质保)



包装：

Bluephase Style 100 – 240 V	灰色	635153BE
Bluephase Style 100 – 240 V	蓝色	642513BE
Bluephase Style 100 – 240 V	粉色	642514BE
Bluephase Style 100 – 240 V	绿色	682460BE
Bluephase Style 手柄 (手柄, 电池, 光导管)		

Bluephase® Meter II测光仪

Bluephase Meter II是一款快速、简单的用于测量光固化灯光强的仪器。

适应症：

- 带有独特的测光元件的创新测光仪，用于测量光固化灯的光强 [mW/cm²] 和输出量 [mW]，波长在380-550，精确度在10%范围内。

特点：

- 独特的测光元件能准确测量光强
- 可以测量各种LED光固化灯的光强
- 可测光导管直径在6-12mm之间
- 附加程序可测量以毫瓦特 [mW] 为单位的光输出强度
- 数字式显示器
- 现代人体工学设计
- 三年质保



包装：

Bluephase® Meter II

667124

技术参数

	Bluephase N°	Bluephase N° M	Bluephase N° MC	Bluephase® Style
光强	1,200 mW/cm ² ±10 %	800 mW/cm ² ±10 %	800 mW/cm ² ±10 %	1,100 mW/cm ² ±10 %
光固化材料 波长范围	✓ 385 – 515 nm	— 430 – 490 nm	— 430 – 490 nm	✓ 385 – 515 nm
All the time 连续使用	✓	—	—	✓
Absolutely mobile 无线设计	✓	✓	—	✓
All indications 全适应症	✓	✓	✓	✓
复合树脂材料固化时间 2 mm Tetric N-Ceram 4 mm Tetric N-Ceram Bulk Fill	10 s	15 s	15 s	10 s
固化程序				
高光强 	1,200 mW/cm ²	800 mW/cm ²	800 mW/cm ²	1,100 mW/cm ²
低光强 	650 mW/cm ²	—	—	—
软启动 	650 / 1,200 mW/cm ²	—	—	—
光导棒	10 mm, black	10 mm, black	10 mm, black	10 mm, black
电源系统	聚合锂电池 2小时充满电，一次 可以连续使用60分钟	聚合锂电池 2小时充满电，一 次可以连续使用60 分钟	电源线	聚合锂电池 2小时充满电，一 次可以连续使用20 分钟
保修	3年（电池1年）	2年（电池1年）	2年	3年（电池1年）

包装和配件

包装和配件	Bluephase N®	Bluephase N® M	Bluephase N® MC	Bluephase® Style
物料号, 100 – 240 V	659 683	647 620	647 619	635 153 灰色 642 513 蓝色 642 514 粉色
单独手柄 (包含电池和10mm光导棒) (including battery and 10-mm light probe)	659 681	647 621	—	637 916 灰色 643 296 蓝色 643 307 粉色
电池	659 956	647 622	—	637 692
10mm光导棒, 黑色 656 196	■ ✓	■ ✓	■ ✓	■ ✓ (636 240)
6>2mm光导棒, 黑色 608 538	✓	✓	✓	✓ (636 241)
保护套 608 554	✓	✓	✓	✓ (636 239)
遮光罩 (小) 551 756	■ ✓	■ ✓	■ ✓	■ ✓
遮光板 (大) 592 496	✓	✓	✓	✓
Bluephase Meter II 667 124	✓	✓	✓	✓

■ 套装中包含

✓ 需要单独订购

Programat® CS2烤瓷炉

Programat® CS系列烤瓷炉的二代产品，是理想的烧结上釉烤瓷炉。特别适用于IPS e.max CAD修复体的烧结。新色彩的触摸屏使Programat® CS2 烤瓷炉易于操作。此外，拥有义获嘉伟瓦登特20个个性化程序的多功能烤瓷炉，快速结晶程序使得IPS e.max CAD修复体的快速烧结时长小于15min。

全新操作理念及QTK2隔膜技术只是Programat CS2烧结炉众多创新设计中的两个，QTK2隔膜技术可使烧结舱内温度分布均匀，获得较好的烧结效果，延长热循环时间。此外，新的真空泵控制系统可确保无噪音省时的操作，并确保高质量的烧结效果。

技术参数:

- 电压	200 – 240 V / 50 – 60 Hz
	110 – 120 V / 50 – 60 Hz
	100 V / 50 – 60 Hz
- 尺寸	深度: 465 mm
	宽度 = 305 / 410 mm
	高度: 320 mm
- 烧结仓尺寸	直径: 90 mm, 高度: 80 mm
- 最高烧结温度	1200 °C

特点:

- 新色彩的触摸屏使Programat® CS2 烤瓷炉易于操作
- QTK2隔膜技术
- 操作简易; 特别适合椅旁使用
- 同步双温区校准
- 远程遥控, 电子邮件、登陆数据储存
- U盘上传数据
- 液晶屏显示
- 人体工程学设计
- 多接口 (USB, SD卡槽)
- 大号冷却盘
- 储物仓
- 20个烧结程序
- 双阀真空技术
- 可拆卸炉盖
- 电源保护系统

颜色:

白色

包装:

Programat® CS2

200 – 240 V / 50 – 60 *

645986ES

* other voltage versions available



Programat® CS3烤瓷炉

Programat® CS3 烤瓷炉可以满足牙医师的高要求烤瓷结晶炉。它特别适合IPS e.max修复体结晶。烤瓷炉配备了7英寸触摸屏、按键全封闭，先进的操作理念同样适合于齿科研究。CS3烤瓷炉有3种独立程序，其中有一种是专门为IPS e.max CAD设计，烧结时间少于15min。

数字化比色助手可立即协助医生对牙齿比色。软件可根据照片中的3个预选色区对牙齿颜色进行比对分析。特殊的图片识别软件可用于牙齿及三个色区进行分析。最理想的比色结果会在液晶屏上显示。QTK2隔膜技术可确保烧结仓温度均匀一致。可到达最佳烧结效果，延长热循环使用寿命。新的真空泵控制系统可确保无噪音省时的操作和电源保护。

技术参数:

- 电压: 200 – 240 V / 50 – 60 Hz
110 – 120 V / 50 – 60 Hz
100 V / 50 – 60 Hz
- 关闭的烤瓷炉尺寸: 深度: 495 mm
宽度: 320 mm / 395 mm
高度: 320 mm
- 烧结仓可用空间: 直径: 90 mm, 高度t: 80 mm
- 最高温度度: 1200 °C

特点:

- 新一代拥有DSA功能（数字化比色技术）的烤瓷炉
- QTK2隔膜技术
- 操作简易；特别适合牙科使用
- 同步双温区校准（ATK2）
- 远程遥控，电子邮件、登陆数据储存
- U盘上传数据
- 液晶屏显示，触屏使用更方便
- 人体工程学设计
- 多接口（USB，SD卡槽）
- 大号冷却盘
- 储物仓
- 30个烧结程序
- 双阀真空技术
- 可拆卸炉盖
- 电源保护系统

颜色:

白色

包装:

Programat CS3 200 – 240 V / 50 – 60 * 681117ES

* other voltage versions available



真空泵 VP5

高性能的VP5真空泵专门用于义获嘉伟瓦登特公司的烤瓷铸瓷炉，具有高传输率，外形设计清晰明了，运送方便。

技术参数:

- 电压: 230 V / 50 – 60 Hz
200 V / 50 – 60 Hz
115 V / 50 – 60 Hz
100 V / 50 – 60 Hz
- 功耗: 80 瓦
- 泵压: 接近 20 mbar

颜色:

标准: 白色 (无特殊色)



特点:

- 现代人体工程学设计
- 高真空性能
- 最终真空 (大约20mbar)
- 运行稳定
- 专门运输把手

包装:

真空泵 VP5 (白色)	230 V/ 50–60 Hz*	666308BN
真空泵 VP5	1x	
吸声装置	1x	
真空泵过滤套装	1x	

* other voltage versions available

** measured with a 4-liter test container

真空泵 VP3 easy

小巧轻便的VP3 easy 真空泵非常适合义获嘉伟瓦登特公司的烤瓷炉。

技术数据:

- 电压: 230 V / 50 – 60 赫兹
- 功率: 70 瓦特
- 尺寸: 140 x 130 x 210 mm
(宽度 x 高度 x 深度)

特点:

- 轻便
- 小巧
- 最终真空: 大约40mbar

颜色:

标准颜色: 灰色
标准



包装:

真空泵 VP3 easy 230 V / 50 – 60 赫兹	594554BN
---------------------------------	----------

Vacuum Pump Filter Kit 真空泵过滤套装

过滤器可保护真空泵免受污物损伤。



包装：

真空泵过滤套装	680188
真空泵过滤套装	1x
真空泵软管200mm	1x

烤瓷炉结晶盘套装2

烧结盘套装2是专门为Programat烤瓷炉设计。支撑钉可单独放置于烧结盘上。



包装：

烤瓷炉烧结盘套装2	655946
烧结盘	2x
支撑钉A	6x
支撑钉B	6x
扇钉	2x
瓷套	2x
上瓷笔	1x

烧结盘专用金属钉

支撑钉可用于Programat烧结盘，可安装于蜂窝状烧结盘。



包装：

补充装	626698
金属钉A	4x
金属钉B	4x
金属钉C	4x

金属钉表面的陶瓷套

瓷套可放置于金属钉上，可避免无金属修复体与金属钉的直接接触。



包装：

补充装	666068
瓷套	10x

自动温度检装置“ATK2”

自动温度检装置“ATK2”自动校准程序用来检测烤瓷炉温度（例如：Programat CS）。同步双温区校准是ATK2的特性。



包装：

自动温度检装置“ATK2”	598833
ATK 2	5x

烧结钳

烧结钳用来将物件放置于烧结仓内。烧结钳具有高精度、高质量的特点。



包装：

烧结钳	1x	530665
-----	----	--------

正中颌托盘

正中颌托盘是全口义齿和可摘局部义齿的上下颌相对关系压力式印模托盘。



特点：

- 可靠测定正中关系
- 可反复利用，省时，经济

包装：

正中颌托盘	559166BN
托盘	1x
常规支撑	3x
支撑翼	3x

UTS 3D通用型面弓转移系统

可将患者的颌位关系数据通过面弓引导转换到Stratos颌架上。UTS 3D可根据FH平面（眶耳平面）、CP平面（鼻翼耳平面）或者正中矢状面MSP来定位。灵活的模块化结构可使其与市面上大多数颌架系统匹配。



特点：

- 3D万向关节可快速、精确的安装，一颗螺丝即可固定。
- 碳纤维结构增加其轻便性
- 外耳道支撑杆可换，可消毒
- 鼻支撑杆可换

包装：

UTS 3D	593710
可调节鼻支撑杆	1x
SMP引导器	1x
参考平面指针 (CE / FH)	1x
Aix 钉	2x
外耳道支撑杆	2x
万向关节	1x
咬合叉	1x
鼻垫	10x

颌架模型转移板

- 1) 普通石膏板
- 2) 磁性石膏板
- 3) 防石膏滴落橡皮障



包装：

磁性石膏板	2x	536403
	10x	536404
普通石膏板	10x	536405
	50x	536406
防石膏滴落橡皮障	5x	536408

哥特氏弓 M2型

根据Böttger教授测定无牙颌患者颌位关系的口内转移装置研发，快速、简单的描记患者的颌位。



特点：

- 一次就诊完成功能性印模和咬合记录
- 多通途；可消毒
- 与UTS 3D面弓连接

包装：

Gnathometer M Type 2 (complete)	1x	530484BN
---------------------------------	----	----------

CE平面转移台套装 (适用于Stratos 100, 300)

- A) 颌架支撑底座：T型咬叉F的支撑底座

E) 平面指引针：Stratos颌架系统模型平面的指引

F) 咬叉支撑装置：支撑面弓的咬叉，
避免由于模型重量导致的位置变化
- G) CE平面转移台：避免将整个面弓寄到加工所，
只要把转移台给 到加工所就可以找到准确的位置关系

H) 切导盘：30°，15°，0° 个性化切导盘



包装：

CE平面转移台套装 (适用于Stratos 100, 300)	590221
平面指引针	1x
咬叉支撑装置	1x
CE平面转移台	1x
切导盘：30°，15°	1x each
切导盘：0° 个性化切导盘	1x
颌架支撑底座	1x

Stratos 100平均值颌架

STRATOS 100颌架是一款简单的平均值颌架，具有较强的可操作性。配合义获嘉伟瓦登特配套的平均值排牙导板，可使用义获嘉伟瓦登特人工牙进行简单快速的排列定位。



特点：

- 2个正中锁
- 上下颌可分离
- 30度前伸髁导斜度，侧方髁导斜度Bennett角度为15度或30度
- 模拟前伸移动

包装：

Stratos® 100	576820BN
Stratos 100 平均值颌架	1x
0度切导盘	1x
切导杆	1x
基底板	1x
石膏保护板	1x

STRATOS 200 半可调式颌架

STRATOS 200颌架是一款半可调式颌架，由于它的关节插片具有可调节性，因此STRATOS 200颌架具有较广泛的设置选择。配备15度或30度前伸可调节式的关节插片可固定或旋松关节。30度Bennett角插销，0度切导盘，支撑杆。



特点：

- 2个正中锁
- 上下颌可分离
- 可调节式的前伸的关节插片、Bennett插片
- 迅即侧移0-1.5mm
- 模拟前伸移动

包装：

Stratos® 200		536381BN
STRATOS 200: 半可调式颌架		1x
可调节式的关节插片30度		2x
bennett插片30度		2x
0度切导盘	1x	
切导杆	1x	
基底板	2x	
石膏保护板	1x	
支撑杆		1x

STRATOS 300 全可调颌架

STRATOS 300 颌架是目前最精确的一款颌架，它可以进行个性化的设置选择。并且STRATOS 300颌架具有许多可供选择的变量，因此它是进行精确的功能复制和制作高质量的修复体的最佳选择。



特点：

- 2个正中锁
- 上下颌可分离
- 可转移个各类角度：
 - 前伸髁导斜度斜度0-60度
 - 后退角35度
 - bennett角0-30度
- 迅即侧移0-1.5mm
- 前伸动度0-4mm
- 个性化或平均值关系转移

包装：

Stratos® 300		576821BN
STRATOS 300个性化颌架		1x
0度切导盘		1x
切导杆		1x
基底板		2x
石膏保护板		1x

氟齿乐

(商品名: Flour Protector N)

全新一代氟保护漆



有效防护
抵抗龋齿！

即刻补充牙釉质氟含量的氟保护漆

- 均一溶液
- 即刻释放
- 经济型包装



菌斑指示剂

涂布于天然牙、修复体、种植体表面，荧光色显示菌斑生物膜。



特点：

- 蓝光下显示荧光色
- 易于操作
- 对粘膜、舌体不染色

包装：

补充装	1 x 11 g	533299AN
-----	----------	----------

Cervitec漱口水

Cervitec 即用型无酒精口内漱口水。含有0.1%洗必泰、木糖醇和油脂。可抑制口内龋病、牙周病致病菌的增长。



建议：

- 暂时性漱口治疗
- 维护口腔黏膜和牙龈的健康
- 在种植、牙周治疗、正畸手术前后使用
- 高患龋率患者
- 无法正常维护口腔卫生
- 避免口臭

特点：

- 洗必泰+木糖醇+油脂，具有抗菌活性
- 无异味，增加病人顺从性
- 适合酒精过敏者

包装：

Cervitec® Liquid	1 x 100 ml	630260AN
	1 x 300 ml	630221AN

Cervitec凝胶

口腔护理凝胶 含有0.2%洗必泰和900ppm氟。



适用范围：


- 通过维护牙龈及粘膜组织健康以降低炎症情况。
- 病人口腔炎症（如牙龈、牙周、种植体周、义齿性龈炎）治疗过程中的支持性药剂
- 减少细菌计数

特点：

- 减少菌斑，降低牙龈炎症，防止口臭
- 氟保护天然牙
- 无异味
- 操作简单
 - * 晚间刷牙使用
 - * 用牙间隙刷涂于邻接面
 - * 直接涂于牙龈、粘膜、义齿组织面

包装：

Cervitec® 凝胶	1 x 20 g	616440AN
	1 x 50 g	616439AN



Fluor Protector N 氟齿乐

含氟化物的保护性涂漆用于牙齿脱敏，预防龋齿及增强牙齿对外界刺激的抵抗力。升级配方、经济装，适用于大人和儿童。



适应症:

- 牙颈部的脱敏治疗
- 牙釉质抗酸治疗
- 长效预防龋齿
- 牙齿漂白后的脱敏治疗

特点:

- 有效含氟量高达7700 ppm，涂抹后有效浓度提高接近4倍
- 可即刻使用，高效的氟化反应
- 方便涂抹，性价比高

包装:

Fluor Protector N 补充装	1 x 7 g	639518AN
-----------------------	---------	----------

Fluor Protector 氟保护漆

Fluor Protector是一种含氟化物的保护性涂漆，用于脱敏及龋病防护。



适应症:

- 牙本质小管的封闭
- 加速再矿化
- 深入牙釉质深层
- 再矿化初始龋损

特点:

- 有效含氟量达0.1%，水分挥发后有效浓度提高10倍
- 高度美观性
- 高效附着能力，涂漆不溶于唾液
- 各个年龄段适用

包装:

一次性用量装

套装	20 x 0.4 ml	550578AN
补充装	40 x 0.4 ml	550579AN
小套装	4 x 0.4 ml	550580AN

Fluor Protector Gel 氟保护凝胶

通过钙磷氟化物使牙齿坚固，
氟保护凝胶作用集中，无刺激。



建议使用：

- 抗龋，抗酸
- 敏感牙
- 牙颈部暴露
- 酸蚀症
- 口干症
- 正畸治疗期间
- 洁牙术后
- 牙齿美白之后

特点：

- 钙+1450ppm氟+磷酸盐保护牙齿免受酸侵蚀
- 木糖醇抑制口腔致病菌增长
- D-泛醇使牙龈健康

包装：

Fluor Protector Gel	1 x 20 g	628437AN
	1 x 50 g	628436AN

Helioseal®

Helioseal® F

窝沟封闭剂

Helioseal是一种光固化树脂窝沟封闭剂，预防性封闭点隙窝沟，需配以酸蚀技术。



- Helioseal
- 白色，操作及复查时易辨认
- Helioseal F
- 白色，特有氟释放
- 特点:
- 结合紧密，不易脱落
- 良好的边缘封闭
- 适度的流动型

包装：

Helioseal		
套装	1 x 8 g	533298AN
窝沟封闭剂		
补充装	1 x 8 g	533297AN
Helioseal F		
套装	5 x 1.25 g	558518AN
含氟窝沟封闭剂		
补充装 支装	1 x 1.25 g	558519AN

Proxylt®抛光膏

Proxylt® 抛光膏具有不同的牙本质相对摩擦系数（RDA值），用于清洁、抛光牙体、修复体及种植体表面。膏体内含有木糖醇，可抑制口腔致龋菌的增长。



- 含氟抛光膏：
- Proxylt RDA 83, 粗糙
 - Proxylt RDA 36, 中等
 - Proxylt RDA 7, 细腻

- 不含氟抛光膏：
- Proxylt RDA 36, 中等

- 特点：
- 温和的清洁和抛光
 - 细目抛光膏对敏感牙表面不造成划痕
 - 质地均匀，防飞溅配方
 - 清新的薄荷味

包装：		
Refill RDA 7, 细	1 x 55 ml	579866
Refill RDA 36, 中	1 x 55 ml	579867
Refill RDA 83, 粗	1 x 55 ml	579868
Refill RDA 36, 无氟，中	1 x 55 ml	633064



VivaStyle 美白凝胶

6%过氧化物浓度可家用或诊室用。直接用毛刷使用，不需要托盘。

适应症：

- 活髓牙或死髓牙的美白
- 外用

优点：

- 涂漆系统：应用更精准
- D-泛醇：富含维他命原成分
- 美白：7天可见效
- 诊室：密集使用效果更好



包装：

VivaStyle® Paint On Plus

1 x 20 ml

602873AN

14 刷子, 14 调盘,, 配件

OptraGate三维立体开口器

非乳胶成分，可充分撑开嘴唇和脸颊，高效、舒适地使术区扩大。开口器的3D设计使其佩戴舒适。经改进的支撑部分可充分撑开嘴唇，患者长期佩戴口角无酸痛。开口器有三种尺寸，满足儿童，成年人的各种需求。

适应症：

适用于口腔疾病诊断、预防、各类治疗过程（特别适合于保存治疗、龋病治疗、专业洁牙、刮治或牙根表面处理，美白、正畸等）。

特点：

- 高效治疗，有效隔离
- 扩大术野，直达患处
- 佩戴舒适


包装：

OptraGate® 白色

专业套装	577275WW	
OptraGate 常规, 白色	40x	
OptraGate 小, 白色	40x	
补充装		
常规	80x	590850WW
小号	80x	590851WW
儿童号	80x	591451WW



(Ivoclar Vivadent AG, Liechtenstein)



User video available at
www.ivoclarvivadent.com

OptraDam Plus三维立体橡皮障

OptraDam Plus 是橡皮障历史上的革命，它不需要更多的附属器械，比如金属支架，和橡皮障夹。它可以帮助您轻易的获得一个无菌的干燥的手术视野，使您的根管治疗真正做到了无菌操作。



(Ivoclar Vivadent AG, Liechtenstein)

适应症：


- 用于牙科治疗过程中要求绝对隔离，暴露术区的病例（例如：粘接，充填，根管治疗）

特点：

- 一个人操作，方便快捷作
- 内外双环的橡皮障专利性设计可充分暴露手术视野，干燥术区，并隔离口腔的唾液环境
- 三位立体的设计，极大地提高患者地舒适度

包装：

专业套装		627401AN
常规	25x	
小号	25x	
补充装		
常规	50x	627399AN
小号	50x	627400AN



OptraSculpt树脂塑型工具

用于复合树脂材料的塑型工具，包括两个高品质的基础操作工具，以及六种略带弹性不同形状的塑型头。




- 适应症：
- 复合树脂塑型
- 特点：
- 避免复合材料粘器械
 - 六种形态应对不同病例
 - 减少修整抛光工作量

包装：	
套装	577273AN
单头柄，双头柄	每种1个
球状塑形头，点状塑形头	每种40个
刮刀型塑形头，凿子型塑形头	每种40个
圆筒型塑形头，棱锥型塑形头	每种40个
单头柄补充装	1x 590756AN
双头柄补充装	1x 590757AN
凿子型塑形头	100x 590762AN
圆筒型塑形头补充装	100x 590761AN
点状塑形头补充装	100x 590759AN
棱锥型塑形头补充装	100x 590763AN
刮刀型塑形头补充装	100x 590760AN
球状塑形头补充装	100x 590758AN

OptraSculpt® Pad 泡沫树脂塑型工具

具有特殊泡沫垫工具，不粘复合树脂充填材料，提高充填效率。高度灵活的合成泡沫垫设计使充填材料表面有光滑的轮廓。



- 适应症：
- 用于未固化可雕塑复合树脂和复合体材料的塑型（Ⅲ类洞，Ⅳ类洞和Ⅴ类洞）以及直接超薄树脂贴面的塑型。
- 特点：
- 泡沫垫设计不粘复合树脂充填材料
 - 高弹性泡沫垫确保光滑，均匀的修复体表面
 - 仪器上的手柄参考尺度使修复体具有专业高美学效果

包装：	
套装	639791AN
OptraSculpt Pad工具	1x
OptraSculpt Pad 补充装/4 mm	60x
OptraSculpt Pad 补充装/6 mm	60x
OptraSculpt Pad 补充装/4 mm	60x 639792AN
OptraSculpt Pad 补充装/6 mm	60x 639793AN
OptraSculpt Pad 工具补充装	1x 646004AN

仪器上的手柄参考尺度：
连续的垂直线表示理想的平均宽度，虚线垂直线表示平均上颌前牙的牙齿轴向。

OptraPol一步法树脂抛光杯

高效率的一步式抛光系统，含有大量金刚砂抛光颗粒。仅需一步操作就能达到高光洁度的修复体表面。每一枚OptraPol抛光杯都能反复使用和高温高压消毒。

形状：

- 小火焰形
- 大火焰形
- 杯形
- 碟形



适应症：

OptraPol 可达到一步式高度抛光效果。可用于复合树脂材料、银汞合金等的直接修复和间接修复后的抛光

优势：

- 一步式的抛光
- 一步获得高光洁度
- 高度耐磨
- 能反复使用以降低使用成本

包装：

专业套装/18枚		634464
小火焰型	6x	
大火焰型, 杯形, 碟形	每种4个	
补充装		
杯形	10x	634459
大火焰型	10x	634461
小火焰型	10x	634458
碟形	10x	634460

OptraFine®瓷抛光系统

OptraFine用于各种瓷表面的金刚砂橡胶抛光系统，也可用于CAD/CAM系统瓷修复体椅位旁的抛光和技工室的抛光。三种抛光轮（火焰杯，杯状，碟状）配合最终精抛光的抛光刷与特殊的抛光膏。

形状：

- 火焰状
- 杯状
- 碟状
- 配合最终精抛光的抛光刷与特殊的抛光膏



适应症：

牙科陶瓷材料的抛光

特点：


- 可以得到高度审美的光滑表面
- 抛光高效快速
- 可反复使用，节省成本

包装：

套装		601989AN
火焰状F, 杯状F, 碟状F	每种2个	
火焰状P, 杯状 P, 碟状P	每种2个	
尼龙毛刷 HP	6个	
抛光膏 HP	1x1ml	
OptraFine 补充装F		
火焰状	10x	601994AN
杯状	10x	601990AN
碟状	10x	601992AN
OptraFine 补充装P		
火焰状	10x	601995AN
杯状	10x	601991AN
碟状	10x	601993AN
抛光膏 HP补充装	1x	602289AN 601987AN
OptraFine 补充装F		
火焰状F, 杯状F, 碟状F	每种1个	
火焰状P, 杯状 P, 碟状P	每种1个	
尼龙毛刷 HP	2个	
抛光膏 HP	1x1ml	

OptraStick® 球形修复体粘接棒

OptraStick是一种用于粘接修复体，帮助修复体就位的操作工具。可以快速拿起和放置修复体，包括各类冠，嵌体，贴面等等(IPS Empress和IPS e.max材料制作的修复体)。



特点:

- 快速准确的放置间接修复体
- 口腔粘接操作的好帮手
- 使用范围广

包装:

补充装

50x (5 x 10)

612600AN

Astropol® 树脂抛光系统

Astropol是一种修整，抛光或高度抛光的系统，用于树脂修复体及复合体。

形态：小火焰形，大火焰形，杯状，碟状

Astropol® F

修整：灰色，用以清除邻面，颌面多余树脂材料

Astropol® P

抛光：绿色，用于树脂及复合体材料

Astropol® HP

高度抛光：粉色，用于高光洁度的细抛

形状：

- 小火焰形
- 大火焰形
- 杯状
- 碟状



包装：

套装 24 X 557625AN

Astropol F 修整：小火焰形，大火焰形，杯状，盘状

Astropol P 抛光：小火焰形，大火焰形，杯状，盘状

Astropol HP 高度抛光：小火焰形，大火焰形，杯状，盘状

Astropol F 修整器 补充装(灰色)

小火焰形	6x	557615
大火焰形	6x	557616
杯状	6x	557617
碟状	6x	557618

Astropol P 抛光器 补充装(绿色)

小火焰形	6x	557614
大火焰形	6x	557621
杯状	6x	557619
碟状	6x	557620

Astropol HP 高度抛光器 补充装(粉色)

小火焰形	3x	557613
大火焰形	3x	557622
杯状	3x	557623
碟状	3x	557624

Politip® 二步法抛光杯

Politip是一种用于咬颌面或邻接面多余树脂修复体和银贡合金的二步法抛光系统。

形状：

- 小杯状
- 大杯状
- 火焰状



包装：

Politip 专业套装 抛光 (P) / 修整 (F) 551580

修型：火焰状，小杯状，大杯状

抛光：火焰状，小杯状，大杯状

Politip 抛光套装 (P) (绿色)

抛光：火焰状，小杯状，大杯状 6x 533598

Politip 修整补充装 (F)

火焰状	6x	533602
大杯状	6x	533603
小杯状	6x	533604

Politip 修整套装 (F) (灰色)

抛光：火焰状，小杯状，大杯状 6x 533599

Politip 抛光补充装 (P)

火焰状	6x	533584
大杯状	6x	533585
小杯状	6x	533587

Cavifil® Injector 树脂子弹头输送枪

用于义获嘉伟瓦登特公司提供的 Cavifils 口腔修复材料的应用工具。



包装:

新型树脂子弹头输送枪

1x

627882AN

VivaPad

双固化、光固化复合树脂材料、粘接剂的遮光混合盘。



包装:

VivaPad

1x

533648

调拌纸

60张撕除通用型调拌纸

尺寸:

- 50 x 70mm



包装:

调拌纸

50 x 70mm

1x

591204

Brush Holders 毛刷柄

双头毛刷柄，可以安装软毛刷、硬毛刷以及 Vivabrushes。



包装：

毛刷柄		
紫色	1x	538895
红色	1x	538894
深桔色	1x	538893
桔色	1x	538892
白色	1x	573676

Brushes, hard 硬毛刷

一次性毛刷头，适用于液体的齿科材料。



包装：

补充装	50x	533664
-----	-----	--------

Brushes, soft 软毛刷

一次性毛刷头，适用于低稠度的齿科材料。




包装：

补充装	50x	533670
-----	-----	--------

Vivabrush 毛刷

一次性刷头，用于涂漆、凝胶、封闭剂产品。
需要安装在刷柄上。



包装：		
补充装	50x	550430

VivaBrush G 毛刷

一次性使用，用于涂漆类产品，比如氟保护漆，均匀顺畅的涂抹在大范围的牙体上。



包装：		
补充装	50x	631170

Vivadent® Applicator 带柄毛刷

一次性毛刷，适用于液体和低黏稠度的齿科材料。
3种规格：

- 标准号（蓝色）用于一般修复体
- 小号（紫红色）用于微小洞型
- 白色
- 绿色



包装：		
带柄毛刷		
标准号	50x	631699
小号	25x	562168
白色	50x	603949
绿色	50x	664698

Cannulas 注射头

适用于临床支装和瓶装产品。




包装：

注射头 直径 1.1 mm 适用于 Tetric N-Flow	20 x	597315
注射头 直径 0.9 mm 适用于 Heliomolar Flow	20 x	556744
注射头 直径 0.6 mm 适用于 Helioseal F	20x	634819
新型注射头 直径 0.4 mm 适用于 IPS Empress Direct Color, Helioseal Clear	20x	634847
新型注射头 直径 0.9 mm 适用于 IPS Empress Direct Flow, IPS Empress Direct Opaque	20 x	634849
VivaPen Brush Cannulas for Tetric N-Bond, Tetric N-Bond Self-Etch		
	40 x	604637
	100 x	604310
VivaPen 毛刷注射头		
	100x	627178
	300x	627161
注射头 适用于 Heliobond/Helioseal bottles	20 x	533669
注射头 适用于 Variolink N	20 x	559224
注射头 直径 0.9 mm 适用于 N Etch	20 x	550587
注射头 适用于 Email Preparator blue	20 x	533666

Ivostar® | Gnathostar®

义获嘉伟瓦登特义齿树脂牙



病人高度满意
和经过长期临床验证的树脂牙



ivoclar
vivadent®
passion vision innovation

SR Phonares® II 比色板

该比色板设计完全按照SR Phonares II 纳米树脂牙的层次和颜色，确保了临床医生准确的选择颜色。该比色板包含A-D16色和4种漂白色。



该比色板适用于：

- SR Phonares II
- SR Phonares II Typ
- SR Phonares II 舌侧集中颌

包装：

SR Phonares II 比色板	1x	640738
--------------------	----	--------

SR Phonares® II 纳米树脂牙

SR Phonares II 纳米树脂牙用于高美学要求的各个年龄层次的患者。因为其完美的颜色和填料技术，此牙齿可以非常好的匹配局部义齿，全口义齿及种植保留相关义齿。

优势：

- 自然仿生的美学效果
- 创新性的牙齿形态概念
- 解剖式邻接区的恢复
- 特殊的设计前牙区排牙更简单



包装：

SR Phonares II 前牙

16 A-D, 4 种漂白色

18上颌, 6下颌

A-D 及漂白色

每副6颗牙齿

639350

SR Phonares II Typ纳米树脂牙

SR Phonares II Typ纳米树脂牙与前牙采用同样的填料技术。半解剖式形态适用于传统排牙方法。同时有A-D及漂白色提供。

优势：

- 高耐磨性
- 缩小的颊部设计减少了不必要的时间浪费
- 覆盖种植基台及其他配件的理想修复牙齿
- 适用于传统排牙方式



包装：

SR Phonares II Typ 后牙

16 A-D, 4种漂白色

3上颌, 3下颌

A-D 及漂白色

每套8颗牙齿

639352

SR Phonares II 舌侧集中颌牙齿

SR Phonares II舌侧集中颌牙齿采用前牙同样独特的填料技术，设计成舌侧排牙的方式，这种方式对于种植修复是非常理想的选择。

- 优势：
- 高耐磨性
 - 缩小的颊部设计减少了不必要的时间浪费
 - 覆盖种植基台及其他配件的理想修复牙齿
 - 适用于舌侧排牙方式集中




包装：

SR Phonares II舌侧集中后牙		
16 A-D, 4 漂白		
3上颌，3下颌		
A-D 及漂白色	每套8颗牙齿	639351

SR Vivodent® S PE 比色板

SR Vivodent S PE 比色板适用于义获嘉伟瓦登特公司 PE系列牙齿。该比色板除了比色外还包含面部比例参考尺的功能，可以轻松决定牙齿的大小。面部参考尺通过测量鼻翼宽度决定牙齿大小。另外，参考尺是决定上唇长度和闭唇线的完美工具。



包装：		
SR Vivodent S PE 比色板	1x	662637

SR Vivodent® S PE 树脂牙


天然牙的颜色是最完美的，新系列的SR Vivodent S PE 完全根据天然牙颜色设计的。最优化的美学和修复学概念，很好的满足了高要求的患者。



包装：		
SR Vivodent S PE 前牙		
20 PE 颜色		
15上颌， 5下颌	每套6颗牙齿	656552

SR Orthotyp® S PE 树脂牙

后牙形态根据口腔各类功能分析得出，现代的设计与高美学结合的新一代产品。根据组牙功能颌的原则，排牙时遵循1对2的原则。



包装：		
SR Orthotyp S PE 后牙		
20 PE 颜色		
4-N, 上颌/下颌	每套8颗牙齿	657193

SR Vivodent® PE 比色板

SR Vivodent PE比色板用于以下牙齿的比色：

- SR Vivodent PE 前牙
- SR Orthotyp PE 后牙
- SR Orthosit PE 后牙



包装：

SR Vivodent PE 比色板	1x	538318
--------------------	----	--------

SR Vivodent® PE 树脂牙

SR Vivodent PE前牙具有非常高的硬度和珍珠般的光泽，不在溶剂中溶解，具有非常好的颜色稳定性。



优势：

- 高美学
- 适用于全口及局部义齿
- 自然的颈部颜色

包装：

SR Vivodent PE 前牙			
20 PE 颜色			
24上颌，8下颌	每套6颗牙齿		504375

SR Orthosit® PE 树脂牙

SR Orthosit PE后牙采用高强度材料，杰出的咬合形态设计和高耐磨性，使这款牙齿在永久性义齿修复中具有良好口碑。



优势：

- 与SR Vivodent PE联合使用
- 尤其适合全口义齿
- 高度耐磨

包装：

SR Orthosit PE 后牙			
20 PE 颜色			
5-N, 2-K, 2-T, 上颌/下颌	每套8颗牙齿		524555

SR Phonares® II

		SR Phonares II		SR Phonares II	SR Phonares II
		上颌	下颌	Typ	舌侧集中颌
小号	Soft	S61	L50, L51	NU3 / NL3	LU3 / LL3
		S71	L50, L51	NU3 / NL3, NU5 / NL5	LU3 / LL3, LU5 / LL5
		S81	L50, L51	NU3 / NL3	LU3 / LL3, LU5 / LL5
	Bold	B61	L50, L51	NU3 / NL3	LU3 / LL3
		B71	L50, L51	NU3 / NL3, NU5 / NL5	LU3 / LL3
		B81	L50, L51	NU3 / NL3	LU3 / LL3
	中号	Soft	S62	NU3 / NL3, NU5 / NL5	LU5 / LL5
			S72	NU5 / NL5	LU5 / LL5, LU6 / LL6
			S82	NU5 / NL5	LU5 / LL5, LU6 / LL6
		Bold	B62	NU3 / NL3, NU5 / NL5	LU5 / LL5, LU6 / LL6
			B72	NU3 / NL3, NU5 / NL5	LU5 / LL5, LU6 / LL6
			B82	NU3 / NL3, NU5 / NL5	LU3 / LL3, LU5 / LL5
大号	Soft	S63	L54, L55	NU5 / NL5	LU6 / LL6
		S73	L54, L55	NU5 / NL5, NU6 / NL6	LU6 / LL6
		S83	L54, L55	NU5 / NL5, NU6 / NL6	LU6 / LL6
	Bold	B63	L54, L55	NU6 / NL6	LU6 / LL6
		B73	L54, L55	NU6 / NL6	LU6 / LL6
		B83	L54, L55	NU5 / NL5, NU6 / NL6	LU6 / LL6

SR Vivodent® S PE

		SR Vivodent® S PE		SR Orthotyp® S PE (22°)
		上颌前牙	下颌前牙	上颌/下颌后牙
小号	▲	A22 A42	A3, A5 A3, A5	N3U / N3L N3U / N3L
	●	A44	A3, A5	N3U / N3L
	■	A11 A13	A3, A5 A3, A5	N3U / N3L N3U / N3L
	▲	A25 A26	A6, A8 A6, A8	N4U / N4L, N5U / N5L
	●	A54	A6, A8	N4U / N4L, N5U / N5L
	■	A12 A24B A66	A6, A8 A6, A8 A6, A8	N4U / N4L, N5U / N5L N4U / N4L, N5U / N5L N4U / N4L, N5U / N5L
大号	▲	A27	A9	N6U / N6L
	●	A14	A9	N6U / N6L
	■	A15 A17	A9 A9	N6U / N6L N6U / N6L

ProBase® Cold

Probase Cold是一种具有非常好操作性的自凝树脂材料，可用于制作永久性基托材料。符合EN ISO 20795-1标准。

适应症：

- 义齿基托的修理
- 局部义齿的制作
- 底衬
- 全口义齿基托的制作

优势：

- 使用方便
- 良好的形状和颜色稳定性
- 可以多种技术应用

颜色：

Pink; Pink-V; S; US-L; US-P; 36 P; 36 P-V; 透明色; Preference; US-D

更好遮色效果: Pink-V 更好遮色效果



包装:

ProBase 比色板	1x	531543AN
ProBase Cold 试用装		
ProBase Cold 粉	1 x 100 g	
ProBase Cold 单体	1 x 50 ml	
各个颜色	1x	
Pink		531486AN
Pink-V		531487AN
S		531488AN
US-L		531490AN
US-P		531491AN
36 P		536278AN
36 P-V		536279AN
Clear		531489AN
Preference		578934AN
US-D		578935AN
Pink-V Implant		629289AN
Preference Implant		629290AN
ProBase Cold 标准套装		
ProBase Cold 粉	2 x 500 g	
ProBase Cold 单体	1 x 500 ml	
各个系统 ProBase	1x	
配件:		
套装1x,混合杯1x,		
调拌刀1x		
Pink		531492AN
Pink-V		531493AN
S		531494AN
US-L		531496AN
US-P		531497AN
36 P		536280AN
36 P-V		536281AN
Clear		531495AN
Preference		563541AN
US-D		578941AN
Pink-V Implant		629291AN
Preference Implant		629292AN
ProBase Cold Polymer		
ProBase Cold Monomer	5 x 500 g	
Pink	1 x 1000 ml	531498AN
Pink-V		531499 AN
S		531500 AN
US-L		531502 AN
US-P		531503 AN
36 P		536282 AN
36 P-V		536283 AN
Clear		531501AN
Preference		578952AN
US-D		578953AN

ProBase Cold 粉	1 x 500 g	
Pink		531508
Pink-V		531509
S		531510
US-L		531512
US-P		531513
36 P		536284
36 P-V		536285
Clear		531511
ProBase Cold 粉	2 x 500 g	
Pink		531514
Pink-V		531515
Clear		531517
Pink-V Implant		629294
Preference Implant		629295
ProBase Cold 粉	5 x 500 g	
Pink		531520
Pink-V		531521
S		531522
36 P		536288
36 P-V		536289
Clear		531523
ProBase Cold 粉	10 x 500 g	
Pink		531539
Pink-V		531746
36 P-V		536291
ProBase Cold 粉	20 x 500 g	
Pink		531540
Pink-V		531747
US-L		536331
36 P		536292
36 P-V		536293
ProBase Cold 单体	500 ml	531505
	1000 ml	531506
	2 x 1 l	531541
	4 x 1 l	531542
Dosage system ProBase	1x	531533
调拌杯/调拌刀	1x	531534
500g Polymer Cold塑料包装	1x	531449

SR Ivolen®

SR Ivolen是一款不易粘，尺寸稳定的多用途托盘材料，具有非常方便操作的固化过程。可以与牙科印模材料通过印模粘接剂联合使用。



优势：
- 易塑形
- 精确性好

颜色：
- 米色

包装：

SR Ivolen 初始装		530359AN
SR Ivolen 粉	2 x 500 g	
SR Ivolen 液	1 x 500 ml	
容器	1x	
量勺	1x	
搅拌杯	1x	
SR Ivolen 粉	2 x 500 g	530363
	10 x 500 g	530364
	20 x 500 g	530365
SR Ivolen 液	1 x 500 ml	530367
	1 x 2500 ml	530368

Candulor

系列高端全口义齿



Candulor技工套装

Candulor全口活动技工套装是专门为牙科技师、义齿修复专家、学生和义齿部门实验室所设计。工具套装包含了有助于牙齿的选择和定位,以及确定牙齿形态和咬合平面的各类工具,是一套最理想的全口义齿修复系统的工具。



包装:

技工套装 662464

旁氏尺	1x
唇侧丰满度测量仪	1x
排牙基底线测量仪	1x
烫蜡导板	1x
四维面弓	1x
模型雕刻刀	1x
专业咬合调整绸布	1x
牙齿选择板	1x

Candulor临床套装

Candulor全口活动工具临床工具套装
专为全科医生和义齿修复专家设计,
该工具套装包含了有助于牙齿的选择和定位,
以及确定牙齿形态和咬合平面的各类工具。
临床套装是一套最理想的全口义齿修复系统的工具,
大大简化了全科医生和修复科医生的日常工作流程。



包装:

临床套装 662465

立体颌平面板	1x
旁氏尺	1x
唇侧丰满度测量仪	1x
烫蜡导板	1x
哥特式弓SET 10	1x
牙齿选择板	1x

Ivoclar Vivadent – worldwide

Ivoclar Vivadent AG

Bendererstrasse 2
9494 Schaan
Liechtenstein
Tel. +423 235 35 35
Fax +423 235 33 60
www.ivoclarvivadent.com

Ivoclar Vivadent Pty. Ltd.

1 – 5 Overseas Drive
P.O. Box 367
Noble Park, Vic. 3174
Australia
Tel. +61 3 9795 9599
Fax +61 3 9795 9645
www.ivoclarvivadent.com.au

Ivoclar Vivadent Ltda.

Alameda Caiapós, 723
Centro Empresarial Tamboré
CEP 06460-110 Barueri – SP
Brazil
Tel. +55 11 2424 7400
Fax +55 11 3466 0840
www.ivoclarvivadent.com.br

Ivoclar Vivadent Inc.

1-6600 Dixie Road
Mississauga, Ontario
L5T 2Y2
Canada
Tel. +1 905 670 8499
Fax +1 905 670 3102
www.ivoclarvivadent.us

Ivoclar Vivadent Shanghai

Trading Co., Ltd.
2/F Building 1, 881 Wuding Road,
Jing An District
200040 Shanghai
China
Tel. +86 21 6032 1657
Fax +86 21 6176 0968
www.ivoclarvivadent.com

Ivoclar Vivadent Marketing Ltd.

Calle 134 No. 7-B-83, Of. 520
Bogotá
Colombia
Tel. +57 1 627 3399
Fax +57 1 633 1663
www.ivoclarvivadent.co

Ivoclar Vivadent SAS

B.P. 118
F-74410 Saint-Jorioz
France
Tel. +33 4 50 88 64 00
Fax +33 4 50 68 91 52
www.ivoclarvivadent.fr

Ivoclar Vivadent GmbH

Dr. Adolf-Schneider-Str. 2
D-73479 Ellwangen, Jagst
Germany
Tel. +49 7961 889 0
Fax +49 7961 6326
www.ivoclarvivadent.de

Wieland Dental + Technik

GmbH & Co. KG
Schwenninger Strasse 13
D-75179 Pforzheim
Germany
Tel. +49 7231 3705 0
Fax +49 7231 3579 59
www.wieland-dental.com

Ivoclar Vivadent Marketing (India) Pvt. Ltd.

503/504 Raheja Plaza
15 B Shah Industrial Estate
Veera Desai Road, Andheri (West)
Mumbai, 400 053
India
Tel. +91 22 2673 0302
Fax +91 22 2673 0301
www.ivoclarvivadent.in

Ivoclar Vivadent s.r.l.

Via Isonzo 67/69
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Italy
Tel. +39 051 6113555
Fax +39 051 6113565
www.ivoclarvivadent.it

Ivoclar Vivadent K.K.

1-28-24-4F Hongo
Bunkyo-ku
Tokyo 113-0033
Japan
Tel. +81 3 6903 3535
Fax +81 3 5844 3657
www.ivoclarvivadent.jp

Ivoclar Vivadent Ltd.

12F W-Tower, 1303-37
Seocho-dong, Seocho-gu,
Seoul 137-855
Republic of Korea
Tel. +82 2 536 0714
Fax +82 2 596 0155
www.ivoclarvivadent.co.kr

Ivoclar Vivadent S.A. de C.V.

Av. Insurgentes Sur No. 863,
Piso 14, Col. Napoles
03810 México, D.F.
México
Tel. +52 55 5062 1000
Fax +52 55 5062 1029
www.ivoclarvivadent.com.mx

Ivoclar Vivadent BV

De Fruittuinen 32
2132 NZ Hoofddorp
Netherlands
Tel. +31 23 529 3791
Fax +31 23 555 4504
www.ivoclarvivadent.com

Ivoclar Vivadent Ltd.

12 Omega St, Rosedale
PO Box 303011 North Harbour
Auckland 0751
New Zealand
Tel. +64 9 914 9999
Fax +64 9 914 9990
www.ivoclarvivadent.co.nz

Ivoclar Vivadent Polska Sp. z o.o.

Al. Jana Pawla II 78
00-175 Warszawa
Poland
Tel. +48 22 635 5496
Fax +48 22 635 5469
www.ivoclarvivadent.pl

Ivoclar Vivadent Marketing Ltd.

Prospekt Andropova 18 korp. 6/
office 10-06
115432 Moscow
Russia
Tel. +7 499 418 0300
Fax +7 499 418 0310
www.ivoclarvivadent.ru

Ivoclar Vivadent Marketing Ltd.

Qlaya Main St.
Siricon Building No.14, 2nd Floor
Office No. 204
P.O. Box 300146
Riyadh 11372
Saudi Arabia
Tel. +966 11 293 8345
Fax +966 11 293 8344
www.ivoclarvivadent.com

Ivoclar Vivadent S.L.U.

C/ Ribera del Loira nº 46, 5ª planta
28042 Madrid
Spain
Tel. + 34 913 757 820
Fax + 34 913 757 838
www.ivoclarvivadent.es

Ivoclar Vivadent AB

Dalvägen 14
S-169 56 Solna
Sweden
Tel. +46 8 514 939 30
Fax +46 8 514 939 40
www.ivoclarvivadent.se

Ivoclar Vivadent Liaison Office

: Tesvikiye Mahallesi
Sakayik Sokak
Nisantasi Plaza No:38/2
Kat:5 Daire:24
34021 Sisli – Istanbul
Turkey
Tel. +90 212 343 0802
Fax +90 212 343 0842
www.ivoclarvivadent.com

Ivoclar Vivadent Limited

Ground Floor Compass Building
Feldspar Close
Warrens Business Park
Enderby
Leicester LE19 4SE
United Kingdom
Tel. +44 116 284 7880
Fax +44 116 284 7881
www.ivoclarvivadent.co.uk

Ivoclar Vivadent, Inc.

175 Pineview Drive
Amherst, N.Y. 14228
USA
Tel. +1 800 533 6825
Fax +1 716 691 2285
www.ivoclarvivadent.us

义获嘉伟瓦登特（上海）商贸有限公司
地址：上海市静安区武定路881号1号楼2楼
电话：+86 21 6032 1657
传真：+86 21 6167 0968
邮件：info.cn@ivoclarvivadent.com
网址：www.ivoclarvivadent.cn

内部产品教育资料，仅限内部学习使用

义获嘉伟瓦登特公司北京分部
威兰德中国销售及技术服务中心
地址：北京市朝阳区酒仙桥中路24号院
1号楼1楼南区（878东区）
电话：+86 10 5735 1688
传真：+86 10 5735 1699
邮件：wieland-service.cn@ivoclarvivadent.com
网址：www.ivoclarvivadent.cn

