

# IPS Classic V系列 金属烤瓷



简单美学：

简单比色、简单操作、简单库存

# IPS Classic V 系列

## 经典高温金属烤瓷



更快捷的操作方法：

简单比色 —— A-16色比色板满足比色需求

简单操作 —— 三色上瓷，瓷粉颜色转换更简单

简单库存 —— 瓷粉种类少，减少繁多库存压力

\* 搭配Programat P310烤瓷炉使用，效果更加，适用于大中小型义齿加工中心、美学工作室等；

## IPS Classic V Powder Opaquers

### 粉状遮色剂

NEW



优势：

遮色能力佳、不易透底色；与金属结合性好，不脱落；容易涂布，不易坍塌；无需添加额外的结合剂；

## IPS Classic V Dentin

### 牙体瓷



## 三色上瓷操作步骤



IPS Classic V Dentin 牙体瓷堆筑  
恢复绝大多数牙体瓷以达到主体色，  
模拟天然牙齿生长叶。



IPS Classic V Incisal 切端瓷堆筑  
模拟切端区内部结构。



IPS Classic V T-neutral 透明瓷堆筑  
恢复牙齿整体外形，模拟牙釉质层。

599589/CN/2019-05

义获嘉伟瓦登特（上海）商贸有限公司  
地址：上海市静安区武定路881号1号楼2楼  
电话：+86 21 6032 1657  
传真：+86 21 6167 0968

义获嘉伟瓦登特公司北京分部  
威兰德中国销售及技术服务中心  
地址：北京市朝阳区酒仙桥中路24号院  
1号楼1楼南区（878东区）  
电话：+86 10 5735 1688  
传真：+86 10 5735 1699

禁忌内容或注意事项详见说明书 生产企业名称：Ivoclar Vivadent AG  
沪械广审（文）第 2019041490号 产品名称：牙科瓷粉

国械注（进）字 20182630042

ivoclar  
vivadent  
passion vision innovation  
义获嘉伟瓦登特